Bouchons pour tubes de transfert ABgene®

Tapis de 96 bouchons SmartCap

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
017225	Tapis 96 bouchons SmartCap	10 x 96	NC -

Barrette de 8 capuchons - pour stockage court terme

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
016129	Barrette de 8 bouchons	120 x 8	NC -

Bouchons individuels - pour stockage court terme


Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
016560	Bouchons individuels	960	NC -


Bouchons à septum - se perce et se refermer automatiquement avec une étanchéité garantie

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
016957	Bouchons à septum, 10 mm	1000	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
016544	Plateau de 96 bouchons à septum	10	NC -













Tubes 2D sur rack

- Avec marquage Data Matrix sur le fond du tube
- 2 volumes : 0,65 ml et 1,4 ml (volumes utiles : 0,5 ml et 1,2 ml)
- Avec en plus code alphanumérique sur le corps du tube
- En polypropylène
- Low rétention
- Résistant à des températures de - 196 °C à + 121 °C
- Fabrication en salle propre classe 7
- Tubes fabriqués en une seule pièce et codes gravés au laser
- Bon contraste du marquage alphanumérique sur le tube et lecture facile du code
- Adapté pour une utilisation dans la vapeur d'azote liquide
- Avec code-barres et code alphanumérique sur le côté du rack
- Code alphanumérique sur le tube identique à celui du rack
- Les 2 derniers chiffres indiquent la position du tube dans le rack

ADN humain · DNase RNase · Pyro-gènes · Endo-toxines

Volume (ml)	Sur rack de 96 tubes Réf.	Unités/ carton	€ HT/ carton
0,65	340011B	20 racks de 96	NC -
1,4	340012	12 racks de 96	NC -





Racks seuls

- Avec couvercle transparent avec système de fermeture
- Au format standardisé SBS
- Hauteur des racks moins importante que d'autres marques, pour un gain de place

Réf.	Rack pour 96 tubes	Unités/ carton	€ HT/ carton
340023	0,65 ml	18	NC -
340024	1,4 ml	10	NC -

Capuchons et tapis de capuchons W-SEAL

- En TPE de haute qualité
- Certifiés FDA
- En tapis ou en vrac

DNase RNase · ADN humain · Endo-toxines

	Naturel	Bleu	Noir	Rouge	Jaune
Capuchons en vrac	340013	340014	340015	340016	340017
€ HT les 960	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Capuchons sur tapis de 96	340018	340019	340020	340021	340022
€ HT les 10 tapis de 96	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be