
Lecteur VisionMate ST 2D barcode reader



- Lecteur de tubes individuels pour lire les codes 2D
- Connection via USB
- Lit tous les tubes avec code-barres 2D haut contraste
- Livré avec logiciel, installation par le fabricant (uniquement sur le territoire français)

Référence	Désignation	€ HT
446510	Lecteur code-barres 2D VisionMate ST 2D pour tube	NC -

Lecteur VisionMate SR 2D barcode reader



- Lit un rack de tous les formats de tubes (y compris avec code-barres 2D) en moins de 10 secondes (1 rack à la fois)
- Connection via USB
- Livré avec logiciel, installation par le fabricant (uniquement sur le territoire français)

Référence	Désignation	€ HT
446316	Lecteur code-barres 2D VisionMate SR 2D pour rack	NC -

Lecteur VisionMate High speed 2D barcode reader



- Pour lecture d'un tube ou un rack
- Lit un rack en moins de 3 secondes
- Livré avec logiciel, installation par le fabricant (uniquement sur le territoire français), et accessoire de lecture de code-barres linéaire du rack

Référence	Désignation	€ HT
228664	Lecteur code-barres 2D High speed	NC -



Retrouvez le TubeMarker™ 2 pour gravure de tubes individuels sur www.dulis.be

Boucheuse / déboucheuse Capit-All et Capit-All IS



Capit-All 96 tubes

- Pour boucher/déboucher 96 tubes à la fois
- Evite les erreurs lors de la manipulation
- Version Capit-all IS est intégrable sur automate
- Modèle 446528 et 446529 : 10 secondes par cycle
- Modèle 446531 : 15 secondes par cycle

Réf.	Désignation	€ HT
446528	Boucheuse / déboucheuse Capit-All 96 tubes MATRIX	NC -
446529	Boucheuse / déboucheuse Capit-All 96 tubes NUNC	NC -
446531	Boucheuse / déboucheuse Capit-All IS intégrable sur automate 96 tubes MATRIX	NC -

Capit-All 48 tubes

- Permet de boucher/déboucher 48 tubes à la fois

Référence	Désignation	€ HT
446530	Boucheuse / déboucheuse Capit-All 48 tubes NUNC	NC -

Applicateur de tapis Mat Capper





Applicateur de tapis pour plaques de stockage.

- Facile à utiliser avec tapis en EVA ou en silicone
- Pour plaque de stockage en polypropylène basses ou hautes (Deepwell)
- Nécessite peu de pression
- Réduit les TMS
- Plaque navette universelle

Référence	Désignation	€ HT
058095	Applicateur de tapis de bouchons Mat Capper	NC -