
Pipettes graduées en verre Hirschmann

Référence	Volume (ml)	Graduation (ml)	Unités/ carton	€ HT/ carton
501162	0,5	0,01	12	NC -
501163	1	0,01	12	NC -
501164	1	0,1	12	NC -
501165	2	0,01	12	NC -
501166	2	0,02	12	NC -
501167	2	0,1	12	NC -
501168	5	0,05	12	NC -
501169	5	0,1	12	NC -
501170	10	0,1	12	NC -
501171	20	0,1	6	NC -
501172	25	0,1	6	NC -
501173	50	0,2	6	NC -

- Classe B
- Verre sodocalcique
- Graduation ambrée
- Zéro en haut
- Conformes normes DIN EN ISO 835
- Certificat de conformité avec numéro de lot daté
- Graduées jusqu'à la pointe (écoulement total)





Retrouvez les kits de nettoyage et les rinces-pipettes sur www.dulis.be

Bacs à pipettes

- En polyéthylène haute densité réticulé
- Pied en PPCO
- Rigides et résistants
- Idéal pour le trempage de la verrerie, le lavage des pipettes
- Base élargie pour une plus grande stabilité
- Fournis avec des couvercles anti-poussières

Référence	Pour pipettes de longueur maxi (mm)	H x ø (mm)	€ HT
029844	406	514 x 165	NC -
029831	610	686 x 165	NC -
029832	813	914 x 175	NC -



Paniers porte-pipettes

- En polyéthylène haute densité
- Solides et robustes
- Amortissent les pipettes
- Grille perforée à 2 cm du fond pour un drainage complet
- Panier de 133 mm de diamètre

Référence	Longueur pipette max. (mm)	Hauteur avec poignée (mm)	€ HT
029839	203	375	NC -
029721	406	578	NC -
029840	610	781	NC -



Etagère à pipettes

Support pour pipettes en polystyrène ou en verre.

- A 4 étagères inclinées pour 4 volumes de pipettes
- Capacité : jusqu'à 94 pipettes
- Se fixe sur une paroi
- En ABS avec surface magnétisée
- Dim. : 290 x 85 x 410 mm

Référence	Désignation	€ HT
037618	Etagère bleue pour 94 pipettes	NC -



Porte-pipettes vertical

- Jusqu'à 8 pipettes diamètre inférieur à 10 mm et pour plus de 8 pipettes diamètre inférieur à 15 mm
- En polypropylène
- Base pourvue de trous de drainage

Réf.	Désignation	€ HT
391521	Porte pipettes vertical, 200 x 75 x 150 mm (L x l x H)	NC -

