Support pour 94 pipettes



- En polypropylène
- Support roulant
- Pour 94 pipettes
- ø x h : 230 x 470 m

Réf.	Désignation	€ HT
391522	Support pour 94 pipettes	NC -

Portoir vertical pour pipettes



Portoir pour le rangement vertical de 50 pipettes (5 x 10).
Le plateau du bas évite le contact de la pipette sur la paillasse.

- Poignée de transport
- Polypropylène autoclavable
- ø des ouvertures : 16 mm
- L x l x h : 213 x 114 x 232 mm


Réf.	Désignation	€ HT
085898	Portoir pour 50 pipettes jusqu'à 25 ml	NC -

Portoir incliné en plexiglas pour 6 pipettes



Réf.	Désignation	€ HT
065231	Portoir plexiglas incliné pour 6 pipettes	NC -

Portoir pour pipettes



- Empilable horizontalement ou verticalement
- 3 coloris de bleus transparents
- L x l x h : 301 x 100 x 127,5 mm

Réf.	Désignation	€ HT
037984	Portoir pour pipettes	NC -

Rack pour pipettes



- En acrylique bleu
- L x l x h (mm) : 292 x 89 x 401

Référence	Désignation	€ HT
141377	Rack pour pipettes	NC -

Boîtes de stérilisation pour pipettes



- Pour l'autoclavage des pipettes en verre et des pipettes Pasteur
- En aluminium avec revêtement interne en silicone
- Profondeur x hauteur : 65 x 65 mm

Référence	Longueur (mm)	Compatibilité	€ HT
041300	150 - 240	Pipettes Pasteur jusqu'à 170 mm	NC -
041301	230 - 320	Pipettes Pasteur 230 mm	NC -
041302	310 - 400	Pipettes graduées jusqu'à 20 ml	NC -
041303	310 - 450	Pipettes graduées de 20 à 50 ml	NC -