Poires à pipeter et capuchons en caoutchouc de prélèvement

Poires à pipeter

- En caoutchouc naturel
- Munies de 3 valves
- Pour pipettes en verre et en plastique
- Poire universelle : tige longue, pour pipetage jusqu'à 100 ml
- Poire standard : tige courte, pour pipetage jusqu'à 10 ml

Coloris	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Noir	€ HT
Poires universelles	090270	090298	092021	092022	092027	NC -
Poires standard	090288	092023	092024	092025	092026	NC -

Poire à pipeter Flip

- En caoutchouc naturel
- Soupape d'évacuation automatique
- Pour pipetage jusqu'à 100 ml
- Coloris rouge

Référence	Désignation	€ HT
090289	Poire à pipeter Flip	NC -

Capuchons de prélèvement

En caoutchouc, longue durée de vie. S'utilisent avec des pipettes en verre ou plastique.

Volume (ml)	5 ml
Coloris	Gris
Référence	042252B
€ HT	NC -


Capuchon de prélèvement



Poires de prélèvement en caoutchouc rouge

Réf.	Vol. (ml)	Long. (mm)	Ø (mm)	Ouverture (mm)	€ HT
037763	15	56	34	4	NC -
037764	30	66	46	6	NC -
037765	60	80	54	6	NC -
037766	150	103	73	6	NC -



Tétines de prélèvement

Tétines silicone versilic

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
012780	Tétines en silicone versilic	25	NC -



Tétines colorées en silicone

Volume (ml)	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Naturel	Unités/ carton	€ HT/ carton
1	910627	-	910626	910625	910624	10	NC -
2	910632	910630	910631	910629	910628	5	NC -

Poires à pipeter

- Robustes, en caoutchouc naturel
- Pour pipetage jusqu'à 50 ml
- Avec système de valves à billes inox : bonne résistance chimique
- Compatibles avec liquides volatiles

Coloris	Noir	Vert
Référence	841406	841407
€ HT	NC -	NC -



PIPETAGE DISTRIBUTION

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be