

Pipet Pump





Pipeteur économique manuel pour toutes pipettes de 0,2 ml à 25 ml. Par simple actionnement de la molette latérale, le Pipet Pump aspire le volume et le distribue. Le Pipet Pump Plus dispose d'une manette de distribution plus rapide et d'éjection de la dernière goutte de la pipette.

	Pipet Pump standard		Pipet Pump Plus	
Volume (ml)	Référence	€ HT	Référence	€ HT
0,2	060601	NC -	-	-
2	060602	NC -	045862	NC -
10	060603	NC -	045863	NC -
25	060604	NC -	045864	NC -



Pipet-Pump III

- **Avec molette de distribution qui permet de pipeter ou de distribuer le liquide régulièrement**
- **Disponible en 3 tailles : pour pipettes 2, 10 et 25 ml**
- **Pour pipettes en verre ou plastique**
- **Résistante aux bases, acides et solvants**
- **Facilement démontable pour nettoyage**
- **Deux modèles : avec touche "distribution rapide" ou sans**

Pipet-Pump III				Pipet-Pump III distribution rapide			
Référence	Pour pipettes	Coloris	€ HT	Référence	Pour pipettes	Coloris	€ HT
085012	2 ml	Bleu	NC -	085009	2 ml	Bleu	NC -
085013	10 ml	Vert	NC -	085010	10 ml	Vert	NC -
085014	25 ml	Rouge	NC -	085011	25 ml	Rouge	NC -

Pipeteur ClearLine®

- **Pour pipettes en plastique et en verre de 0,5 à 100 ml**
- **Léger, design ergonomique**
- **Vitesses d'aspiration et de distribution réglables**
- **Nez autoclavable à 121 °C**

Référence	Désignation	€ HT
060863	Pipeteur ClearLine®	NC -

Livré avec :

- socle de charge ;
- filtre en PTFE 0,2 µm ;
- Batterie Ni-MH AA 1300 mAh 2,4 V ;
- support mural.

notre Sélection



Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
060873	Nez de remplacement	NC -
060874	Embout silicone porte pipette	NC -
060875	Filtre hydrophobe PTFE 0,2 µm	NC -
060876	Filtre hydrophobe PTFE 0,45 µm	NC -
060877	Joint connecteur	NC -
060878	Station de charge	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be