Dispensers digitaux Acurex

- Mécanisme entièrement protégé à l'intérieur de l'appareil
- Colonne graduée rétractable pendant le stockage au réfrigérateur
- Autoclavables entièrement assemblés
- Les matériaux en contact avec le liquide sont inertes
- Système de valve sans ressorts
- Cylindre de verre et piston avec couche PTFE



Dispensers compacts Acurex 501

4 modèles de 0,2 ml à 30 ml, livrés avec flacon en verre jaune.

Référence	Volume (ml)	Division (ml)	Capacité flacon (ml)	€ HT
061027	0,2 - 2,0	0,1	250	NC -
061028	0,2 - 2,0	0,1	1000	NC -
061029	0,2 - 2,0	0,1	2000	NC -
061030	0,4 - 5,0	0,2	500	NC -
061031	0,4 - 5,0	0,2	1000	NC -
061032	0,4 - 5,0	0,2	2000	NC -
061033	1 - 10,0	0,2	1000	NC -
061034	1 - 10,0	0,2	2000	NC -
061035	1 - 30,0	1,0	2000	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
061036	Tuyau rallonge PTFE 60 cm pour réservoirs de 1 et 2 l	NC -
061686	Flacon de rechange en verre brun de 2,5 litres	NC -

Distributeurs Varispenser® 2 / Varispenser® 2X Eppendorf

- Distributeurs pour flacons de 0,5 à 100 ml
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Conviennent pour une grande diversité de liquides, y compris les liquides corrosifs et inflammables
- Varispencer 2X : valve de distribution retour empêchant toute perte de réactif pendant l'amorçage ainsi que d'une fonction d'étalonnage facile
- Entièrement autoclavables
- Bloc de distribution pivotant sur 360°
- Valve de sortie avec fermeture sécurisée à bille évitant les fuites de liquide lorsque la canule de distribution est non montée



				Varispenser® 2		Varispenser® 2X	
Volume (ml)	Pour col (mm)	Réducteurs fournis	Incrément (ml)	Réf.	€ HT	Réf.	€ HT
0,2 à 2	32	28, 40, 45	0,05	033580B	NC -	033586B	NC -
0,5 à 5	32	28, 40, 45	0,1	033581B	NC -	033587B	NC -
1 à 10	32	28, 40, 45	0,2	033592B	NC -	033588B	NC -
2,5 à 25	45	32, 38, 40	0,5	033610B	NC -	033589B	NC -
5 à 50	45	32, 38, 40	1	033584B	NC -	033590B	NC -
10 à 100	45	32, 38, 40	2	033585B	NC -	033591B	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	€ HT
999570	Adaptateur fileté pour bouteille de GL 45 à GL 32, ETFE	NC -

Distributeur de réactifs DispensMate

Référence	Volume (ml)	Graduation (ml)	Précision (%)	€ HT
861070B	0,5 - 5	0,1	0,1 %	NC -
861071B	1 - 10	0,2	0,1 %	NC -
861073B	5 - 50	1,0	0,1 %	NC -

- Réglage du volume rapide et précis
- Capuchon anti gouttes pour plus de sécurité
- Facile à nettoyer
- Adapté aux bouteilles GL45 (adaptateurs en option)
- Autoclavable entièrement à 121 °C



Accessoire

Référence	Désignation	€ HT
861074	Bouteille 1 l GL45 en verre ambré	NC -

Adaptateurs DispensMate

Pour bouteille	S40	GL32	GL38	GL25	GL28
Référence	861075	861076	861077	861078	861079B
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be