Distributeurs Ceramus Hirschmann



Distributeurs de liquide à piston en céramique et tête entièrement mobile sur 360°, pour distribution de solutions de 0,2 ml à 60 ml.

- **Piston en céramique, garantissant une excellente résistance chimique, sans érosion, ni gonflement**
- **Cylindre en verre borosilicaté 3.3 calibré**
- **Aucune perte de réactif grâce à un système de refoulement**
- **Stérilisation : entièrement autoclavable à 121 °C / 2 bars**
- **Réglage de volume variable par crans numériques**
- **Utilisables de 4 °C à 50 °C**
- **Certificat de conformité**

Livrés avec :
- adaptateurs A 45 (monté), A 32, A38 et S40 ;
- tuyaux en PTFE ;
- clé de montage ;
- certificat.



Référence	Volume (ml)	Subdivision (ml)	Précision (R%)	Reproductibilité (CV%)	€ HT
090532	0,2 - 1	0,05	0,6	0,2	NC -
090533	0,4 - 2	0,05	0,5	0,1	NC -
090534	1 - 5	0,1	0,5	0,1	NC -
090535	2 - 10	0,25	0,5	0,1	NC -
090536	5 - 30	0,5	0,5	0,1	NC -
090537	10 - 60	1	0,5	0,1	NC -

Accessoire : support pour flacons en caoutchouc gris

Référence	Désignation	€ HT
502093	Support pour tous flacons de diamètre 75 à 120 mm	NC -

Dispensette S Brand



- **Distributeur adaptable sur tous les flacons de réactif**
- **Ajustable, rotation de la dispensette sur 360°**
- **Démontage facile pour le nettoyage**
- **Autoclavable à 121 °C**
- **Livré avec adaptateurs, certificat, tube d'aspiration et clé de montage**

Capacité nominale (ml)	Adaptateurs fournis pour flacons	Longueur tube d'aspiration (mm)
1,2,5,10	GL 24-25,GL 28/S 28, GL 32-33, GL 18, S40	125-240
25,50,100	GL 32-33, GL 38, S 40	170-330

	Dispensette analogique avec soupape		Dispensette analogique sans soupape		Dispensette easy calibration avec soupape		Dispensette easy calibration sans soupape	
Volume distribué (ml)	Référence	€ HT	Référence	€ HT	Référence	€ HT	Référence	€ HT
0,1 - 1	090094B	NC -	090093B	NC -	-	-	-	-
0,2 - 2	090096B	NC -	090095B	NC -	090119B	NC -	090118B	NC -
0,5 - 5	068818B	NC -	090097B	NC -	068817B	NC -	090120B	NC -
1 - 10	090099B	NC -	090098B	NC -	092408B	NC -	090121B	NC -
2,5 - 25	090106B	NC -	090105B	NC -	092409B	NC -	090122B	NC -
5 - 50	090558B	NC -	090107B	NC -	092410B	NC -	090252B	NC -
10 - 100	090109B	NC -	090108B	NC -	-	-	-	-

Finnpipette Dispenser



Distributeur de réactifs sur flacons.

- **6 modèles pour distribution de solutions de 0,2 ml à 60 ml**
- **Entièrement autoclavable sans démontage (121 °C - 2 bars)**
- **Réglage du volume par anneau de graduation cranté**
- **Piston en céramique et cylindre en verre Duran**
- **Tuyau d'aspiration et d'éjection en FEP**
- **Matériaux inertes (FEP, ECTFE, céramique, Hostelloy, verre Duran)**
- **Fourni avec certificat de conformité**
- **Utilisable de 4 °C à 50 °C**

Livrés avec adaptateurs pour flacons A32 (monté), A28, S4 et A45, tuyau d'aspiration FEP, clé de montage, certificat de conformité avec N° de série.

Référence	Désignation	€ HT
047914	Distributeur Finnpipette 0,2 à 1 ml	NC -
047915	Distributeur Finnpipette 0,4 à 2 ml	NC -
047916	Distributeur Finnpipette 1 à 5 ml	NC -
047917	Distributeur Finnpipette 2 à 10 ml	NC -
047918	Distributeur Finnpipette 5 à 30 ml	NC -
047919	Distributeur Finnpipette 10 à 60 ml	NC -