Pointes One Touch bi-composants sans filtre et à filtre Mµlti

- **Pointes bi-composants : partie haute en élastomère souple**
- **Étanchéité et précision optimales : pointes idéales pour le travail en pipettes multicanaux**
- **Réduction de la fatigue musculaire de l'utilisateur**

DNase RNase





Pointes One Touch bi-composants

	Portoir plastique		
Pointe	**Réf.**	**Unités/ boîte**	**€ HT/ boîte**
20 µl non stérile	**010300**	10 x 96	**NC -**
20 µl stérile	**010310**	10 x 96	**NC -**
330 µl non stérile	**010330**	10 x 96	**NC -**
330 µl stérile	**010340**	10 x 96	**NC -**
1000 µl non stérile	**010360**	8 x 96	**NC -**
1000 µl stérile	**010370**	8 x 96	**NC -**

Pointes à filtre One Touch bi-composants

	Portoir plastique Cell-Rack		
Volume (µl)	**Réf.**	**Unités/ carton**	**€ HT/ carton**
1 - 20	**010320**	10 x 96	**NC -**
10 - 100	**010510**	10 x 96	**NC -**
20 - 350	**010350**	10 x 96	**NC -**
100 - 1250	**010380**	8 x 96	**NC -**

Pointes Mµlti

Une garantie de qualité

DNase RNase · Inhibiteur de PCR · ADN humain · Pyro-gènes

Avantages

- Une pointe spécialement destinée à la recherche
- Un graSoft Tip : fabriquées dans un polypropylène plus souple, ces pointes facilitent la fixation sur la micropipette et allègent l'effort.
- Un grand choix de conditionnements et de présentations - voir ci dessous.

Pointe standard ou pointe Low Binding

Les pointes Mµlti offrent deux qualités de surface :

- la surface "standard" en polypropylène vierge ;
- la surface "Low Binding" : la pointe, rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface. Cette propriété présente deux avantages : une restitution maximale de l'échantillon et une rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire.

Toutes les références : pages suivantes

Pointes Mµlti en vrac



En sachet avec zip pour garantir la re-fermeture.

Portoir à charnière



Portoir avec couvercle battant, charnière et verrou.


Pointes sur portoir CellRack



- **Portoir avec couvercle coiffant ou à charnière**
- **Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe**
- **Conception éliminant tout risque de contamination de pointe à pointe**
- **Facilité d'insertion des pointes sur la micropipette**
- **Stabilité du portoir renforcée**
- **Autoclavable**

Pointes en recharge sur plateau Platinum

- **Portoir robuste pyramidal à charnière, empilable, autoclavable de nombreuses fois**
- **Economise de l'espace et des déchets**
- **Emballage transparent permettant la visualisation des pointes**



GO GREEN

Pointes en recharge sur QuickRack



- **96 pointes disposées sur un plateau**
- **Il suffit de prélever un plateau et de le déposer sur un portoir vide de pointes quelconque pour avoir un rack chargé**
- **Rapide, économique, faible encombrement**
- **Permet de réutiliser les Cell Rack vides**

Pointes sur portoir TipStation



- **10 portoirs de pointes prêts à l'emploi, dans un encombrement minimal**
- **Il suffit de retirer un niveau après utilisation des pointes**
- **Fond de grande stabilité**
- **Idéal pour les micropipettes multicanaux**
- **Couvercle à deux compartiments**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be