Pointes Xtip4 ClearLine® pour pipettes Rainin LTS

- Pointes graduées en polypropylène
- Compatibles avec les micropipettes LTS
- Flexibilité de la pointe pour une force d'insertion plus faible et assurer une bonne étanchéité
- Cran d'arrêt sur la pointe pour diminuer la force d'éjection
- Pas de formation de gouttes à l'extrémité de la pointe
- Faible rétention

Pyro-gènes · DNase RNase · Acide nucléique · Endo-toxines · Inhibiteur de PCR



Pointes Xtip4 sans filtre

		Sur rack				RechargeTipEject	
		Non stérile		Stérile		Stérile	
Vol. (µl)	Unités/ carton	Référence	€ HT/ carton	Référence	€ HT/ carton	Référence	€ HT/ carton
20	10 x 96	713184B	NC -	713181B	NC -	713193B	NC -
250	10 x 96	713185B	NC -	713182B	NC -	713194B	NC -
300	10 x 96	713230	NC -	713228	NC -	-	-
1000	8 x 96	713186B	NC -	713183B	NC -	713195B	NC -
1200	8 x 96	713231	NC -	713229	NC -	713233	NC -

Pointes Xtip4 à filtre stérile

Volume (µl)	Unités/ carton	Référence	€ HT/ carton
20	10 x 96	713178B	NC -
200	10 x 96	713179B	NC -
300	10 x 96	713221	NC -
1000	8 x 96	713180B	NC -
1200	8 x 96	713222	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
713196B	Boîte vide pour recharge Xtip4 20 - 300 µl	50	NC -
713197B	Boîte vide pour recharge Xtip4 1000 - 1200 µl	40	NC -

Système 2 en 1 !
Travaillez avec la gamme sans filtre et à filtre ClearLine® et réduisez vos déchets : pensez à réutiliser vos racks à charnières avec les systèmes de recharge

GO GREEN

Mode d'emploi : recharge Tip Eject

- Tour contenant 10 plateaux de 96 pointes stériles
- Manipulation aisée d'une main
- Emballage recyclable
- 1°/enlever le rack de protection à la base de la colonne
- 2°/placer la tour sur le portoir vide
- 3°/appuyer sur le haut - le clic indique que le plateau est bien mis en place dans le portoir
- 4°/replacer la colonne sur le rack de protection









Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be