
Varipette® Eppendorf

eppendorf

Pipette pour grands volumes de 1 à 10 ml
Micropipette à déplacement positif de volumes jusqu'à 10 ml. Bien adaptée aux liquides visqueux et à forte pression de vapeur. La Varipette® accepte deux types de seringues de distribution :

- le Varitip P, seringue pour aspirer des volumes de 1 à 10 ml dans des récipients peu profonds ;
- le Varitip S, constitué d'une seringue courte et d'une pointe longue Maxitip de 10 ml (à commander séparément), permet d'aspirer des liquides au fond de flacons ou tubes profonds. On peut également y ajouter une valve spéciale pour éviter la formation de gouttelettes sur la pointe avec des liquides à pression de vapeur élevée.

Référence	Désignation	Unités/ boîte	€ HT/ boîte
033067	Varipette 10 ml 4720	1	NC -
033068	Seringues Varitip P	100	NC -
033069	Seringues Varitip S	30	NC -
033070	Maxitip 10 ml pour Varitip S	200	NC -
033072	Valve pour Varitip S	100	NC -
033073	Adaptateur pour portoir carrousel Eppendorf	1	NC -



Pipettes à déplacement positif Transferpettor BRAND

Pipettes Transferpettor - volume variable

Volume (µl)	Incrément (µl)	Couleur	Référence	€ HT	Pièces de rechange – Capillaires Référence	Capillaires € HT	Piston Référence	Piston € HT	Tige de piston Référence	Tige de piston € HT
2,5 - 10	0,01	Orange	781931	NC -	042407	NC -	-	-	781965	NC -
5 - 25	0,1	Blanc	674331	NC -	090618	NC -	701920	NC -	781966	NC -
10 - 50	0,1	Vert	674332	NC -	781695	NC -	781694	NC -	781967	NC -
20 - 100	0,1	Bleu	781652	NC -	674328	NC -	781953	NC -	781968	NC -
100 - 500	1	Vert	781932	NC -	781949	NC -	781954	NC -	-	-
200 - 1 000	1	Jaune	781650	NC -	781757	NC -	781758	NC -	-	-
1 000 - 5 000	10	Rouge	7028-10	NC -	781951	NC -	781955	NC -	-	-
2 000 - 10 000	10	Orange	781651	NC -	781952	NC -	781957	NC -	-	-

Pipettes Transferpettor - volume fixe

Volume (µl)	Couleur	Référence	€ HT	Pièces de rechange – Capillaires Référence	Capillaires € HT	Piston Référence	Piston € HT	Tige de piston Référence	Tige de piston € HT
1	Blanc	781933	NC -	042406	NC -	-	-	781964	NC -
2	Blanc	781934	NC -	042406	NC -	-	-	781964	NC -
5	Blanc	781935	NC -	042406	NC -	-	-	781964	NC -
10	Orange	781937	NC -	042407	NC -	-	-	781965	NC -
20	Noir	781938	NC -	091499	NC -	701920	NC -	781966	NC -
25	Blanc	781939	NC -	090618	NC -	701920	NC -	781966	NC -
50	Vert	781943	NC -	781695	NC -	781694	NC -	781967	NC -
100	Bleu	781403	NC -	674328	NC -	781953	NC -	781968	NC -
200	Rouge	781409	NC -	674328	NC -	781953	NC -	781969	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
781962	Portoir pour 4 pipettes jusqu'à 200 µl	NC -
781963	Portoir pour 2 pipettes de 0,5 à 10 ml	NC -

Conçues pour les liquides de viscosité élevée ou faible, de densité élevée, à haute pression de vapeur et ayant tendance à mousser.



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be