Oxford (Gélose)

Milieu sélectif pour la recherche et l'isolement de listéria monocytogènes dans les prélèvements biologiques, les produits laitiers et les produits alimentaires.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 37 °C pendant 48 ± 2 h**



Listéria monocytogènes

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777286	Milieu déshydraté pour gélose Oxford - Condalab	500 g	NC -

Supplément

Pour 500 ml de milieu.

- **Cycloheximide 200 mg**
- **Acryflavine 2,5 mg**
- **Sulfate de Colistine 10 mg**
- **Céfotetan 1 mg**
- **Fosfomycine 5 mg**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777793	Supplément pour gélose Oxford - Condalab	10 flacons pour 500 ml	NC -

Palcam

La gélose Palcam est un milieu sélectif pour la recherche et l'isolement de listéria monocytogènes dans les prélèvements biologiques, les produits laitiers et les produits alimentaires.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 24 - 48 h**



Listéria monocytogènes

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777288	Milieu déshydraté pour gélose Palcam - Condalab	500 g	NC -

Supplément

Pour 500 ml de milieu.

- **Ceftazimide 10 mg**
- **Acryflavin 2,5 mg**
- **Sulfate de polymyxine B 5 mg**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777794	Supplément pour gélose Palcam - Condalab	10 flacons pour 500 ml	NC -

PCA Plate count agar (Gélose)

Pour la recherche de la flore totale dans les produits alimentaires.

- **Stockage : 8 - 15 °C**
- **Incubation : 30 °C pendant 72 h**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777392	Milieu déshydraté gélose PCA - Condalab	500 g	NC -


Milieux prêts à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
993885	Flacon 100 ml - Gélose PCA - ClearLine®	10	NC -
693339	Flacon 200 ml - Gélose PCA - ClearLine®	6	NC -
693438	Tube en pente - Gélose PCA - ClearLine®	100	NC -
853075B	Boites contact PCA	20	NC -

PCA chromogénique (gélose)

Milieu chromogénique pour la recherche de la flore totale dans les aliments

- **Stockage : 2 °C - 8 °C**
- **Incubation : 32 °C ± 2 °C pendant 18 - 24 h**



Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777876	Milieu chromogénique pour flore totale - Condalab	500 g	NC -

PCA lait écrémé

Pour la recherche de la flore totale dans les produits alimentaires.

- **Stockage : 2 - 25°C pour la base déshydratée et le milieu prêt à l'emploi**
- **Incubation :**
  - **Selon ISO 11133: 30 ± 1°C pendant 72 h ± 3 h**
  - **Selon APHA: 32 ± 2°C pendant 18 - 48 h**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777393	Milieu déshydraté gélose PCA lait écrémé - Condalab	500 g	NC -

Milieu prêt à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
693376	Flacon 100 ml - Gélose PCA lait écrémé - ClearLine®	10	NC -

PCA sans glucose (Gélose)

Utilisé en bactériologie de l'eau pour le dénombrement des microorganismes revivifiables par comptage.

- **Stockage : 2 - 25 °C pour la base déshydratée et le milieu prêt à l'emploi**
- **Incubation :**
  - **Pour une série de boite: 36 ± 2 °C pendant 44 h ± 4 h**
  - **Pour une autre série de boites: 22 ± 2 °C pendant 68 ± 4 h**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777875	Milieu déshydraté gélose PCA sans glucose - Condalab	500 g	NC -

Milieu prêt à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
693377	Flacon 100 ml - Gélose PCA sans glucose - ClearLine®	10	NC -

Peptone bactériologique

Ingrédient pour source d'azote

- **Stockage : 2 - 25°C**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777449	Peptone bactériologique - Condalab	500 g	NC -

Peptone sel

Diluant isotonique faiblement peptoné utilisé pour les dilutions dans les analyses de denrées alimentaires.

- **Stockage 20 - 25 °C**

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
693304	Peptone sel ClearLine® - Tube 9 ml	100	NC -
693424	Peptone sel ClearLine® - Tube 25 ml	100	NC -
693395	Peptone sel ClearLine® - Flacon 45 ml	10	NC -
693305	Peptone sel ClearLine® - Flacon 90 ml	10	NC -
993952B	Peptone sel ClearLine® - Poche 3 litres	4	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be