MICROTUBES À BOUCHON SNAP

Microtubes polypropylène avec bouchon snap

					Assortis standard  Assortis fluo 		
Volume (ml)	0,5						
Diamètre (mm)	7,5	7,7	7,7	7,9	7,7	-	-
Hauteur (mm)	31,25	30,2	30,2	31,3	30,2	-	-
Matière	Polypropylène						
Stérile	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non
Type de bouchon	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap ; perçable	Snap
Autoclavable	Oui						
Vitesse max de centrif. (g)	11000	20000	20000	18000	20000	28000	15000
Jupe	Non						
Graduation	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Zone de marquage	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Coloris	Translucide	Transparent	Transparent	Excellente transparence	Excellente transparence	Excellente transparence	Opaque
Températures d'utilisation		-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-70 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-100 °C à +121 °C
Spécificités	Marquage CE-IVD	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endo-toxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR ; surface faible adsorption	Exempt de DNases, RNases	Bouchon à fermeture renforcée	Bouchon à fermeture renforcée ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR	Bouchon à fermeture sécurisée ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	Bouchon à fermeture renforcée ; pour échantillons photosensibles
Unités/carton	Sachet de 1000 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Boîte réutilisable de 500 microtubes	Sachet de 1000 microtubes	Sachet de 1000 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet 500 microtubes
Naturel	**391233**	**045513**	**045400**	**499002**	**840587**	**062911**	-
Blanc	-	-	-	-	-	-	-
Jaune	-	-	-	-	**840592**	-	-
Rouge	-	-	-	-	**840590**	-	-
Vert	-	-	-	-	**840589**	-	-
Bleu	-	-	-	-	**840588**	-	-
Rose	-	-	-	-	-	-	-
Violet	-	-	-	-	**840591**	-	-
Orange	-	-	-	-	**045519**	-	-
Assortis	-	-	-	-	**840593**	**062912**	-
Assortis fluo	-	-	-	-	**045423**	-	-
Ambré	-	-	-	-	**045520**	-	-
Noir	-	-	-	-	-	-	**141101**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**