Microtubes polypropylène avec bouchon snap (suite)





Volume (ml)	1,75	
Matière	Polypropylène	Polypropylène
Stérile	Non	Non
Type de bouchon	Snap ; perçable	Snap ; perçable
Autoclavable	Oui	Oui
Vitesse max de centrif. (g)	20000	20000
Jupe	Non	Non
Graduation	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui	Oui
Coloris	Translucide	Transparent
Températures d'utilisation	-40 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines	Matériau à très faible adhésion qui garantit une récupération maximale des échantillons ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines
Unités/carton	Sachet refermable de 500 microtubes	Sachet refermable de 250 microtubes
Naturel	**054815**	**054820B**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**















Volume (ml)	2									
Diamètre (mm)	-	-	-	10,06	-	-	-	13	10,06	9,7
Hauteur (mm)	-	-	-	41	-	-	-	40,9	41	43,1
Matière	Polypropylène									
Stérile	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
Type de bouchon	Snap ; perçable	Snap ; perçable	Snap ; perçable	Snap	Snap Safelock	Snap Safelock	Snap Safelock	Snap	Snap	Snap
Autoclavable	Oui									
Vitesse max de centrif. (g)	28000	20000	20000	20000	25000	25000	25000	18000	20000	16000
Jupe	Non									Oui
Graduation	Oui									Oui
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui sur tube et bouchon			Oui	Oui	Oui
Coloris	Excellente transparence	Translucide	Transparent	Excellente transparence	Translucide			Excellente transparence	Excellente transparence	Translucide
Températures d'utilisation	-90 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C	-40 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-70 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +120 °C
Spécificités	Bouchon à fermeture sécurisée ; exempt de DNases, RNases et d'endotoxines	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines	Matériau à très faible adhésion qui garantit une récupération maximale des échantillons ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines	Matériau à très faible adhésion qui garantit une récupération maximale des échantillons ; exempt de pyrogènes, RNases, DNases convient aux travaux sur protéines d'ADN ou d'ARN surface spécifique hydrophobe	Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; exempt de DNases, RNases, d'ADN, d'endotoxines et d'ATP			Bouchon à fermeture renforcée	Bouchon à fermeture renforcée ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR	Exempt de DNases, RNases, d'endotoxines
Unités/carton	Sachet de 500 microtubes	Sachet refermable de 500 microtubes	Sachet refermable de 250 microtubes	Sachet refermable de 250 microtubes	10 sachets de 50 microtubes		500 microtubes emballés individ.	Sachet de 1000 microtubes	Sachet de 500 microtubes	Sachet de 500 microtubes
Naturel	**062910**	**054816**	**054821B**	**045515**	**038491**	**038489**	**038490**	**499003**	**840607**	**978252**
Jaune	-	-	-	-	-	-	-	-	**840613**	-
Rouge	-	-	-	-	-	-	-	-	**840611**	-
Vert	-	-	-	-	-	-	-	-	**840609**	-
Bleu	-	-	-	-	-	-	-	-	**840608**	-
Violet	-	-	-	-	-	-	-	-	**840612**	-
Orange	-	-	-	-	-	-	-	-	**840610**	-
Assortis	-	-	-	-	-	-	-	-	**048008**	-
Ambré	-	-	-	-	-	-	-	-	**840614**	-
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be