Microtubes polypropylène sans bouchon







Volume (ml)	0,6	1,5		2	
Diamètre (mm)	8	10,5	10,8	12,7	10,77
Hauteur (mm)	-	39	39,9	43	39,32
Matière	Polypropylène				
Stérile	Non	Non	Non	Non	Non
Bouchon	Non				
Autoclavable	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Vitesse max de centrif. (g)	17000	15000	17000	17000	20000
Jupe	Non				
Graduation	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Coloris	Translucide				
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C	-	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'endotoxines	-	Exempt de DNases, RNases, d'endotoxines	Exempt de DNases, RNases, d'endotoxines	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ADN et d'inhibiteurs de PCR
Unités/carton	1000 microtubes	1000 microtubes	1000 microtubes	1000 microtubes	500 microtubes
Réf. tube seul naturel	**077232**	**391208**	**077233**	**077234**	**045516**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Réf. bouchon naturel	-	-	**077235**		-
Unités/carton	-	-	1000 bouchons		-
€ HT/carton	-	-	**NC -**		-

Microtubes polyéthylène




Volume (ml)	0,250	0,5
Diamètre (mm)	.	5,5
Hauteur (mm)	.	47,5
Matière	Polyéthylène	
Stérile	Non	
Type de bouchon	Snap	
Autoclavable	Non	
Vitesse max de centrif. (g)	-	11000
Jupe	Non	
Graduation	Non	
Zone de marquage	Non	
Coloris	Translucide	
Spécificités	-	Type Beckman
Unités/carton	1000 microtubes	100 microtubes
Réf. naturel	**245495**	**391178**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**

Ouvre-microtubes



Coloris	Jaune	Orange	Vert	Bleu	Rouge
Référence	**982884**	**982885**	**982886**	**982887**	**982888**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Cavaliers pour microtubes



Cavaliers de verrouillage empêchant toute ouverture accidentelle des microtubes de toute marque.
Autoclavables. 6 coloris panachés : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet.
Déconseillés sous azote liquide.

Référence	Pour microtubes	Unités/ carton	€ HT/ carton
045426	0,5 ml	100	**NC -**
045427	1,5 ml	100	**NC -**