TUBES 5 ML ET 25 ML À BOUCHON SNAP EPPENDORF / GREINER BIO-ONE / LABCON

Tubes 25 ml Eppendorf

eppendorf

	Eppendorf quality™	Stérile	PCR Clean
			
Volume (ml)	25		
Diamètre (mm)	29,6		
Hauteur (mm)	83		
Matière	Polypropylène		
Stérile	Non	Oui	Non
Autoclavable	Oui		
Vitesse max de centrif. (g)	17000		
Graduation	Oui ; incrément de 2,5 à partir de 5 ml jusqu'à 25 ml	Oui ; incrément de 2,5 à partir de 5 ml jusqu'à 25 ml	Oui ; incrément de 2,5 à partir de 5 ml jusqu'à 25 ml
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C	-86 °C à +100 °C	-86 °C à +100 °C
Spécificités	Fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité stérile : exempt d'endotoxines ; fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR fermeture sécurisée ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides
Unités/carton	5 sachets de 40 tubes	6 sachets de 25 tubes	5 sachets de 40 tubes
Naturel	**934350**	**934352**	**934351**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Starter pack tubes 25 ml PCR Clean

Contenu du pack

- **200 tubes 25 ml**
- **4 portoirs individuels**
- **6 adaptateurs pour centrifugation**

Référence	Désignation	€ HT
934353	Starter pack tubes 25 ml à capuchon snap	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
934360	Set de 4 adaptateurs et d'un outils de prélèvement pour SmartBlock 50 ml	1	**NC -**
934361	Adaptateurs tubes 25 ml à snap pour centrifugation	6	**NC -**

Tubes 5 ml Greiner Bio-One


greiner BIO-ONE



Volume (ml)	5	
Diamètre (mm)	16,6	
Hauteur (mm)	56,6	
Matière	Polypropylène	
Stérile	Non	Oui
Autoclavable	Oui	
Vitesse max de centrif. (g)	25000	
Graduation	Oui	
Zone de marquage	Oui	
Coloris	Haute clarté	
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C	
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'endotoxines ; faible trace de métaux lourd	
Unités/carton	10 sachets de 100 tubes	5 sachets de 200 tubes
Naturel	**622201**	**622261**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**

Tubes 5 ml SuperClear™ Labcon

labcon



Volume (ml)	5
Diamètre (mm)	16,6
Hauteur (mm)	56,6
Matière	Polypropylène
Stérile	Non
Type de bouchon	Snap ; perçable
Autoclavable	Oui
Vitesse max de centrif. (g)	25000
Graduation	Oui ; incrément 0,5 ml
Zone de marquage	Oui
Températures d'utilisation	-80 °C à +122 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines (<0,05 EU/ ml), d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; Certifié faible taux de métaux (<1 ppm)

Unités/carton	10 sachets de 250 tubes	10 sachets de 200 tubes
Naturel	**949874**	-
Assortis (jaune, rouge, vert, bleu)	-	**949876**
Ambré	**949875**	-
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**