TUBES 5 ML BOUCHON À VIS

Tubes 5 ml Greiner Bio-One bouchon à vis



Volume (ml)	5	
Diamètre (mm)	17,63	
Hauteur (mm)	63,53	
Matière	Polypropylène	
Stérile	Non	Oui
Autoclavable	Oui	
Vitesse max de centrifugation (g)	25000g	
Graduation	Oui	
Zone de marquage	Oui	
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C	
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et de pyrogènes	
Unités/carton	5 sachets de 100 tubes	10 sachets de 50 tubes
Réf . bouchon bleu	**725201**	**725261**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**

Tubes 5 ml Simport® bouchon à vis



Volume (ml)	5	
Diamètre (mm)	16	
Hauteur (mm)	62,5	
Matière	Polypropylène	
Stérile	Non	Oui
Bouchon	Sans	Bouchon à vis ; Avec attache ; perçable
Autoclavable	Oui	
Vitesse max de centrifugation (g)	25000	
Graduation	Oui	
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon	
Températures d'utilisation	-196 °C à +121 °C	
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, et de pyrogènes ; sans agents de démoulage et substances biocides	
Unités/carton	2 sachets de 100 tubes	10 sachets de 20 tubes
Réf. tube seul naturel	**040939**	**040941**
Réf . tube seul ambré	**040940**	**040942**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**

Bouchons à vis pour tubes 5 ml



Type de bouchon	A vis sans attache ; perçable	A vis avec attache ; perçable
Autoclavable	Non	
Matière	Polyéthylène haute densité	
Spécificités	Sans attache	Avec attache
Unités/carton	2 sachets de 100 bouchons	
Naturel	**040943**	**040950**
Blanc	**040947**	**040954**
Jaune	**040948**	**040955**
Rouge	**040946**	**040953**
Vert	**040945**	**040952**
Bleu	**040944**	**040951**
Ambré	**040949**	**040956**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**

Inserts

Bleu	Vert	Lilas	Rouge	Jaune	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton	2D	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
040958	**040959**	**040960**	**040961**	**040962**	100	500	**NC -**	**040957**	100	500	**NC -**

Tubes 5 ml bouchon à vis



Volume (ml)	5		
Diamètre ext. (mm)	17,63		
Hauteur (mm)	63,53		
Matière	Polypropylène vierge		
Stérile	Non	Oui	Oui
Autoclavable	Non		
Vitesse max de centrifugation (g)	25000g		
Graduation	Oui ; incrément 0,2 ml		
Zone de marquage	Oui		
Températures d'utilisation	-86 °C à +110 °C		
Spécificités	Exempt de DNases, RNases		
Unités/carton	5 sachets de 500 tubes	10 portoirs en polystyrène de 50 tubes	
Réf. bouchon noir	-	-	**062987**
Réf. bouchon bleu	**062627**	**062628**	-
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**