
Tubes à centrifuger 15 ml et 25 ml Eppendorf



	Stérile			Forensic DNA	PCR Clean		Eppendorf quality™	Stérile	PCR Clean
					Protein LoBind®	DNA LoBind®			
Volume (ml)	15						25		
Diamètre ext. (mm)	17						29,8		
Hauteur (mm)	121						79,2		
Matière	Polypropylène ; bouchon en HDPE						Tube en polypropylène ; bouchon en HDPE		
Stérile	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
Autoclavable	Non						Non		
Vitesse max de centrifugation (g)	19500						17000		
Graduation	Oui (incrément 0,5 ml)						Oui ; incrément de 2,5 à partir de 5 ml jusqu'à 25 ml		
Zone de marquage	Oui						Oui		
Coloris	Transparent	Transparent	Ambré	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C						-86 °C à +100 °C		
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et de pyrogènes ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; bouchon avec côtés aplatis et rainurés			Qualité Forensic DNA : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; fermeture sécurisée ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; bouchon avec côtés aplatis et rainurés	Matériau protein LoBind®, polymère spécial créant une surface hydrophile qui garantit une récupération maximale des échantillons ; qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ;Fermeture sécurisée ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; bouchon avec côtés aplatis et rainurés	Combinaison de technologies de fabrication spéciale et de lots sélectionnés garantissant une récupération de pratiquement 100 % des molécules d'ADN/ARN ; sans revêtement de surface afin d'éliminer le risque de contamination des échantillons ; qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; fermeture sécurisée ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides ; bouchon avec côtés aplatis et rainurés	Sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité stérile : Exempt de DNases, RNasse, d'ADN humain et d'endo-toxines ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides	Qualité PCR Clean : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR ; fermeture sécurisée ; sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides
Unités/carton	10 sachets de 50 tubes	20 portoirs de 25 tubes	4 sachets de 50 tubes	100 tubes emballés individuellement	4 sachets 50 tubes	4 sachets 50 tubes	4 sachets de 50 tubes	8 sachets de 25 tubes	4 sachets de 50 tubes
Réf. bouchon gris	**933175**	**934169**	**934278**	**933938**	**934279**	**0030122208**	**934355**	**934357**	**934356**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Starter pack tubes 25 ml PCR Clean

Contenu du pack

- **200 tubes 25 ml**
- **4 portoirs individuels**
- **6 adaptateurs pour centrifugation**

Référence	Désignation	€ HT
934353	Starter pack tubes 25 ml à capuchon snap	**NC -**
934358	Starter pack tubes 25 ml à capuchon à vis	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
934360	Set de 4 adaptateurs et d'un outil de prélèvement pour SmartBlock 50 ml	1	**NC -**
934362	Adaptateurs tubes 25 ml à capuchon à vis pour centrifugation	6	**NC -**



Retrouver nos marques culture de tubes à centrifuger 15 et 50 ml dans notre chapitre 'Culture cellulaire'

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be