Tubes 50 ml



Volume (ml)	50									
Diamètre (mm)	30	30	30	29	29	29	29	29	29,6	29,6
Hauteur (mm)	117	117	117	115	115	115	115	115	114,7	114,7
Matière	Polypropylène			Polypropylène ; bouchon en polyéthylène					Polypropylène	
Stérile	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Autoclavable	Oui (sans bouchon)	Non	Non	Oui (sans bouchon)	Oui (sans bouchon)	Oui (sans bouchon)	Oui (sans bouchon)	Oui (sans bouchon)	-	-
Vitesse max de centrifugation (g)	9400	12000	12000	15000	15000	15000	15000	15000	9400	9400
Jupe	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non
Graduation	Oui (incrément 2,5 ml)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (incrément 5 ml)	Oui (incrément 5 ml)
Zone de marquage	Oui									
Coloris	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Transparent	Transparent
Températures d'utilisation	-80 °C à +110 °C	-190 °C à +120 °C	-190 °C à +120 °C	- 86 °C à +121 °C	- 86 °C à +121 °C	- 86 °C à +121 °C	- 86 °C à +121 °C	- 86 °C à +121 °C	-20 °C à +121 °C	-20 °C à +121 °C
Spécificités	Marquage CE et IVD ; exempt d'endotoxines	Exempt RNases, DNases	Exempt RNases, DNases	Exempt RNases, DNases et endotoxines	Exempt RNases, DNases et endotoxines	-	Exempt RNases, DNases et endotoxines	Exempt RNases, DNases et endotoxines	Exempt de DNases et RNases ; conforme IATA	Exempt de DNases et RNases ; conforme IATA
Unités/carton	400 tubes en emb. indiv.	20 sachets de 25 tubes	20 racks de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes	20 racks de 25 tubes	Sachet de 500 tubes	20 sachets de 25 tubes	300 tubes en emb. indiv.	10 sachets de 50 tubes	10 racks de 50 tubes
Réf. bouchon bleu	**391527**	**-**	**-**	**062972**	**062971**	**062970**	**062973**	**062976**	**010157**	**010152**
Réf. bouchon coloris assortis (blanc, jaune, rouge, vert et bleu)	**-**	**051926**	**051927**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Volume (ml)	50										
Diamètre (mm)	30	29	30	30	30	30	30	30	30	29,5	29,5
Hauteur (mm)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	114	114
Matière	Polypropylène		Polypropylène ; bouchon en polyéthylène					PP	PP ; bouchon en PE	Polystyrène ; bouchon en polyéthylène	
Stérile	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Autoclavable	Non	-	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui sans bouchon	Non	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	16000	15000	14000	14000	14000	8000	8000	8000	16000	3000	3000
Jupe	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Graduation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui gravée, et moulée au niveau du fond conique	Oui	Oui
Zone de marquage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui sur tube et sur bouchon	Oui	Oui
Coloris	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Naturel	Transparent	Transparent
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C	-86 °C à +121 °C	-	-	-	-	-	-	-80 °C à +121 °C	- 40 °C à +70 °C	- 40 °C à +70 °C
Spécificités	Capuchon numéroté ; rack en polystyrène	Exempt RNases, DNases et endotoxines ; non cytotoxique ; bouchon dépoli étanche	Marquage CE IVD	Marquage CE IVD	Marquage CE IVD	Marquage CE IVD	Marquage CE IVD	Marquage CE IVD	Exempt de DNases, RNases et endotoxines	-	Exempt de DNases, RNases et endotoxines
Unités/carton	12 racks de 25 tubes	20 racks de 25 tubes	5 sachets de 100 tubes	5 sachets de 100 tubes	500 tubes emb. indiv.	5 sachets de 100 tubes	5 sachets de 100 tubes	500 tubes emb. indiv.	20 sachets refermables de 25 tubes	Sachet de 500 tubes	20 sachets de 25 tubes
Réf. bouchon jaune	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**978520**	**-**	**-**
Réf. bouchon rouge	**-**	**-**	**-**	**390060**	**390061**		**390063**	**390064**	**978519**	**380501**	**380502**
Réf. bouchon vert	**978365**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**978522**	**-**	**-**
Réf. bouchon bleu	**-**	**-**	**390059**	**-**	**-**	**390062**	**-**	**-**	**978517**	**-**	**-**
Réf. bouchon violet	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**978518**	**-**	**-**
Réf. bouchon coloris assortis (jaune, rouge, vert, bleu et violet)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**978515***	**-**	**-**
Réf. bouchon coloris assortis (jaune, rouge, vert, bleu et orange)	**-**	**062631**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* 1 portoir en PP inclus

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be