
TUBES AVEC PAS DE VIS EN POLYPROPYLÈNE

Tubes en polypropylène fond conique avec bouchon

Fond conique Avec bouchon										
Volume (ml)	10									30
Ø ext. (mm)	16	16	16	16	16	16	16	15,7	15,7	30
Ø int. (mm)	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-
Hauteur sans bouchon (mm)	93	93	92	92	92	92	80	100	100	82
Hauteur avec bouchon (mm)	-	-	-	-	-	-	-	103,6	103,6	-
Matière	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène ; bouchon en polyéthylène
Stérile	Non	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Fond	Conique									
Bouchon	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (attaché)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de bouchon	A vis									
Autoclavable	Oui	Oui	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui (sans bouchon)
Vitesse max de centrifugation (g)	-	-	-	-	-	-	-	3000 rpm	3000 rpm	7000 rpm
Jupe	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Graduation	Oui									
Zone de marquage	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Coloris	Translucide	Translucide	Translucide	Ambré	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide
Température d'utilisation	-	-	-	-	-	-	-	0 °C à +135 °C	0 °C à +135 °C	-86 °C à +121 °C
Spécificités	-	-	-	-	-	-	Exempt de DNases et RNases et d'endotoxines ; étanche	Compatible avec automate bioMerieux® PREVI™ isola	-	Exempt de DNases et RNases et d'endotoxines
Unités/carton	Sachet de 1000 tubes	20 sachets de 25 tubes	Sachet de 1000 tubes et sachet de 1000 bouchons	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 500 tubes	10 sachets de 100 tubes	2 sachets de 500 tubes	10 sachets de 100 tubes	20 sachets de 25 tubes
Référence bouchon blanc	**-**	**-**	**380556**	**380561**	**380563**	**380565**	**162614**	**380525**	**-**	**-**
Référence bouchon jaune	**-**	**-**	**380560**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**380526**	**-**
Référence bouchon rouge	**-**	**-**	**380559**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Référence bouchon vert	**-**	**-**	**380558**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Référence bouchon bleu	**077077**	**077078**	**380557**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062974**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**