TUBES AVEC PAS DE VIS EN POLYSTYRÈNE

Tubes en polystyrène fond rond avec bouchon

Fond rond Avec bouchon							
Volume (ml)	8	10				12	
Ø ext. (mm)	13	16	16	16	16	16,3	16,3
Ø int. (mm)	-	-	-	-	-	14,4	14,4
Hauteur sans bouchon (mm)	100	100	100	100	100	102,5	102,5
Hauteur avec bouchon (mm)	-	-	-	-	-	103,9	103,9
Matière	Polystyrène					Polystyrène ; bouchon en polyéthylène haute densité	
Stérile	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Fond	Rond						
Bouchon	Oui						
Autoclavable	Non						
Vitesse max de centrifugation (g)	8200	-	-	-	-	7500	7500
Jupe	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Graduation	Non						
Zone de marquage	Non						
Coloris	Transparent						
Unités/carton	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	8 portoirs de 88 tubes	750 tubes emballés individuellement	6 sachets de 250 tubes	1500 tubes emballés individuellement
Référence bouchon rouge	**-**	**012064**	**012065**	**012067B**	**012066**	**-**	**-**
Référence bouchon vert	**064262**	**-**	**-**	**-**	**-**	**080191**	**080192**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubes en polystyrène fond rond avec bouchon

Fond rond Avec bouchon										
Volume (ml)	16				19					21
Ø ext. (mm)	16									
Hauteur sans bouchon (mm)	120	120	120	120	150	150	150	150	125	150
Matière	Polystyrène									
Stérile	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Fond	Rond									
Bouchon	Oui									
Autoclavable	Non									
Vitesse max de centrifugation (g)	-	-	-	-	-	-	-	-	8200	8200
Jupe	Non									
Graduation	Non									
Zone de marquage	Non									
Coloris	Transparent									
Unités/carton	Sachet de 750 tubes	Sachet de 750 tubes	8 portoirs de 88 tubes	500 tubes emballés individuelle-ment	Sachet de 625 tubes	Sachet de 625 tubes	8 portoirs de 88 tubes	500 tubes emballés individuelle-ment	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes
Référence bouchon rouge	**012068**	**012069**	**012071B**	**012070**	**012072**	**012073**	**012075B**	**012045**	**-**	**-**
Référence bouchon vert	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**064328**	**064330**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**