Tubes en polystyrène avec col droit Corning® Gosselin™

CORNING





Volume (ml)	2		3,5	4	5	10			
Ø ext. (mm)	10,9	10,9	11,8	12	12,8	15,4	15,4	21	21
Ø int. (mm)	8,9	8,9	10	10	10,9	13,5	13,5	-	-
Hauteur sans bouchon (mm)	42,5	42,5	75	75	74,5	95	95	82	82
Matière	Polystyrène								
Stérile	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Fond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Conique	Conique
Bouchon	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Type de bouchon	-	A aillettes	-	A aillettes	A aillettes	-	A aillettes	-	Rentrant
Autoclavable	Non								
Vitesse max de centrifugation (g)	3000								
Jupe	Non								
Graduation	Non								
Zone de marquage	Non								
Coloris	Transparent								
Températures d'utilisation	-40 °C à +65 °C								
Unités/ carton	4 sachets de 1500 tubes	4 sachets de 1250 tubes	6 sachets de 500 tubes	4 sachets de 625 tubes	4 sachets de 500 tubes	5 sachets de 250 tubes	4 sachets de 250 tubes	5 sachets de 250 tubes	5 sachets de 250 tubes
Référence tube seul	**080043**	**-**	**080067**	**-**	**-**	**080030**	**-**	**080000**	**-**
Référence bouchon rouge	**-**	**080045**	**-**	**080074**	**080064**	**-**	**080040**	**-**	**080010**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubes en polystyrène avec col droit Greiner Bio-One

greiner BIO-ONE





Volume (ml)	2	4,5	5		10	12	14	20
Diamètre ext. (mm)	10,4	12,4	12	16	14	16	17	16
Diamètre int. (mm)	8,7	10	10	-	12	14	15	13,7
Hauteur (mm)	40	75	75	65	100	100	100	151
Matière	Polystyrène							
Stérile	Non							
Fond	Rond							
Bouchon	Non							
Autoclavable	Non							
Vitesse max de centrifugation (g)	5800	4800	5800	5800	4000	5800	5200	-
Jupe	Non							
Graduation	Non							
Zone de marquage	Non							
Coloris	Transparent							
Températures d'utilisation	-20 °C à +60 °C							
Unités/carton	6 sachets de 500 tubes	Sachet de 2500 tubes	8 sachets de 250 tubes	6 sachets de 300 tubes	Sachet de 1400 tubes	Sachet de 1600 tubes	Sachet de 1500 tubes	Sachet de 1500 tubes
Tube seul	**103101**	**120101**	**115101**	**151101**	**136101**	**160101**	**187101**	**169101**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**