
Tubes en polystyrène avec col droit Simport®

Simport



Volume (ml)	5						8	14	15	
Ø ext. (mm)	12	12	12	12	12	12	13	17	17	17
Hauteur (mm)	75	75	75	75	75	75	100	100	120	120
Matière	Polystyrène									
Stérile	Non									
Fond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Conique	Conique
Bouchon	Sans									
Type de col	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit avec rebord	Droit avec rebord
Autoclavable	Non									
Vitesse maxde centrifugation(g)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1200	1200
Jupe	Non									
Graduation	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui 0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5, 10, 12 et 15 ml	Oui 0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5, 10, 12 et 15 ml
Zone de marquage	Non									
Coloris	Transparent	Transparent	Bleu	Vert	Orange	Jaune	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
Températures d'utilisation	+20 °C à +90 °C									
Spécificités	-	-	-	-	-	-	-	-	Chimiquement inerte ; sans métal	
Unités/carton	Sachet de 1000 tubes	8 sachets de 125 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	10 sachets de 100 tubes	Sachet de 1000 tubes
Réf. tube seul	**039426**	**039431**	**039427**	**039428**	**039429**	**039430**	**039385**	**039443**	**039390**	**039391**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be