

Tubes avec col droit en polypropylène à fond rond avec bouchon

Volume (ml)	7
Ø ext. (mm)	13
Ø int. (mm)	11
Hauteur sans bouchon (mm)	99
Matière	Polypropylène
Stérile	Oui
Fond	Rond
Bouchon	Oui
Type de bouchon	A aillettes
Type de col	Droit
Autoclavable	Non
Jupe	Non
Graduation	Non
Zone de marquage	Non
Coloris	Translucide
Unités/carton	4 sachets de 375 tubes
Réf. bouchon rouge	**080083**
€ HT/carton	**NC -**



Tubes avec col droit en polypropylène

Fond conique
Sans bouchon



Volume (ml)	10				15	
Ø ext. (mm)	16	16	16	16	18	18
Hauteur sans bouchon (mm)	100	100	108	107	120	118
Matière	Polypropylène					
Stérile	Non					
Fond	Conique					
Type de col	Droit	Droit avec rebord	Droit avec rebord	Droit avec rebord	Droit avec rebord	Droit avec rebord
Autoclavable	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	5000	5000	3000	3000	3000	3000
Jupe	Non					
Graduation	Oui	Oui	Non	Oui ; incrément 0,1 ml	Non	Oui ; incrément 0,2 ml
Zone de marquage	Non					
Coloris	Translucide					
Températures d'utilisation	-	-	-	-10 °C à +120 °C	-	-10 °C à +120 °C
Unités/carton	2000 tubes	2000 tubes	500 tubes	100 tubes	500 tubes	100 tubes
Réf. tube seul	**390024**	**390030**	**391213**	**391215**	**391214**	**391216**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Fond conique
Avec bouchon





Volume (ml)	10	
Ø ext. (mm)	21	15
Hauteur sans bouchon (mm)	82	57
Hauteur avec bouchon (mm)	-	60
Matière	Polypropylène	
Stérile	Oui	Non
Fond	Conique	
Bouchon	Oui	
Type de bouchon	Rentrant	Clip à fermeture inviolable
Type de col	Droit	Droit avec rebord
Autoclavable	Non	Oui
Vitesse max de centrifugation (g)	3000	-
Jupe	Non	Oui
Graduation	Non	Oui (incrément de 1 ml)
Zone de marquage	Non	
Coloris	Translucide	
Températures d'utilisation	-20 °C à +120 °C	-90 °C à +121 °C
Spécificités	-	Bouchon à fermeture inviolable : appuyer fortement sur le bouchon pour fermer le tube de manière inviolable, une collerette se glisse sous le col du tube (pour ouvrir le tube il faut casser le scellé)
Unités/carton	5 sachets de 250 tubes	Sachet de 250 tubes
Réf. bouchon blanc	**-**	**442307**
Réf. bouchon rouge	**080014**	**-**
Réf. bouchon bleu	**-**	**442305**
Réf. bouchon rose	**-**	**442306**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be