Tubes avec col droit en polystyrène fond rond sans bouchon

Fond rond
Sans bouchon



Volume (ml)	5										
Ø ext. (mm)	12	12	12,8	13	12	12	12	13	13	13	12
Ø int. (mm)	10	-	10,9	11	-	-	-	-	-	-	-
Hauteur sans bouchon (mm)	74,5	75	75	75	86	75	75	75	75	75	86
Matière	Polystyrène										
Stérile	Non										
Fond	Rond										
Type de col	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit	Droit avec rebord	Droit avec rebord
Autoclavable	Non										
Vitesse max de centrifugation (g)	-	8200	-	-	-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Jupe	Non										
Graduation	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Zone de marquage	Non										
Coloris	Transparent										
Températures d'utilisation	+20 °C à +90 °C										
Spécificités	-	-	-	-	-	Tube type Sorvall	Tube type Sorvall	-	-	-	-
Unités/carton	4 sachets de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	5 sachets de 500 tubes	4 sachets de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	16 sachets de 250 tubes	Sachet de 4000 tubes	16 sachets de 250 tubes	Sachet de 4000 tubes	Sachet de 4500 tubes	Sachet de 4000 tubes
Réf. tube seul	**390597**	**064321**	**080053**	**390588**	**380637**	**390002**	**390003**	**390004**	**390005**	**390012**	**390013**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Fond rond
Sans bouchon



Volume (ml)	6	7			8		
Ø ext. (mm)	16	13	13	13	13	13	16
Ø int. (mm)	-	-	-	11	-	-	-
Hauteur sans bouchon (mm)	65	100	100	100	100	100	75
Matière	Polystyrène						
Stérile	Non						
Fond	Rond						
Type de col	Droit						
Autoclavable	Non						
Vitesse max de centrifugation (g)	-	-	-	-	8200	-	-
Jupe	Non						
Graduation	Non						
Zone de marquage	Non						
Coloris	Transparent						
Températures d'utilisation	+20 °C à +90 °C						
Unités/carton	4 sachets de 500 tubes	4 sachets de 400 tubes	Sachet de 3000 tubes	6 sachets de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	Sachet de 1000 tubes	2 sachets de 500 tubes
Réf. tube seul	**483034**	**483039**	**390006**	**080049**	**064322**	**380639**	**380641**
€ HT/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be