Bouchons snap avec onglet

- En polyéthylène
- Pour tubes en plastique ou en verre
- Ouverture facile grâce à l'onglet de préhension



ø (mm)	Onglet	Gris	Bleu	Naturel	Vert	Lavande	Rouge	Blanc	Jaune	€ HT les 1000
12 - 13	1	380527	380528	380529	380530	380531	380532	380533	380534	NC -
16	1	380535	380536	380537	380538	380539	380540	380541	380542	NC -
12	2	-	380596	380597	380598	380599	380600	-	380601	NC -
13	2	380602	380603	380604	380605	380606	380607	-	380608	NC -
16	2	380609	380610	380611	380612	380613	380614	-	380615	NC -

Bouchons perçables

- Le matériau utilisé n'interfère pas avec les produits chimiques courants, ni la coagulation
- S'utilisent à température ambiante, à 4 °C ou au freezer à -20 °C
- Pour tube de Ø ext. 12-13 mm ou 16 mm
- En santoprène
- A usage unique
- Applicables d'une seule main
- Se percent à l'aide d'une aiguille



Coloris	Pour tubes 12 - 13 mm	Pour tubes 16 mm
Bleu	040245	040252
Vert	040246	040253
Gris	040247	040254
Lavande	040248	040255
Rouge	040249	040256
Blanc	040250	040257
Jaune	040251	040258
€ HT les 1000	NC -	NC -

Bouchons ventilés autoclavables

Bouchons en polypropylène, autoclavable, avec ergot interne de ventilation. Réutilisables.



ø tube (mm)	Unités/ carton	Naturel	€ HT/ carton	Rouge	Vert	Jaune	Bleu	Unités/ carton	€ HT/ carton
13	500	045082	NC -	045088	045094	065100	065105	500	NC -
16	500	045083	NC -	045089	045095	065101	065106	500	NC -
16	1000	140434	NC -	140436	140439	140437	140438	1000	NC -
18	500	045084	NC -	045090	045096	065102	065107	500	NC -
20	250	045085	NC -	045091	045097	065103	065108	250	NC -
25	250	045086	NC -	045092	045098	065104	065109	250	NC -
38	125	045087	NC -	-	-	-	-	-	-

Bouchons à double position

Simport

- Pour tubes bactériologie
- Position fermée : milieu anaérobie / position ouverte : milieu aérobie
- En polyéthylène



Référence	Bouchon position double	Unités/ carton	€ HT/ carton
039387	Pour tube en polystyrène Ø 12 mm	1000	NC -
039388	Pour tube en polypropylène Ø 12 mm	1000	NC -
039269	Pour tube en polystyrène Ø 17 mm	1000	NC -
039389	Pour tube en polypropylène Ø 17 mm	1000	NC -