Bouchons en caoutchouc ou en silicone versilic





Bouchon caoutchouc gris bleu

- **Bouchons en caoutchouc naturel pour la fermeture de tubes et de flacons**
- **Forme tronconique**
- **Utilisable de -35 à +70 °C**

Bouchon silicone Versilic

- **Bouchons en silicone biologiquement neutres et non toxiques pour la fermeture de tubes et de flacons**
- **Forme tronconique**
- **Convient particulièrement aux travaux en culture cellulaire**
- **Utilisable de -60 °C à +200 °C**

			Bouchon caoutchouc gris bleu			Bouchon caoutchouc gris bleu pré-perforé					Bouchon silicone Versilic		
N°	ø inférieur x ø supérieur (mm)	Hauteur (mm)	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton	Référence	Nb. de perfo.	ø (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton
6D	3,5 x 6,5	15	**260236**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	**260262**	500	**NC -**
8D	4 x 8	20	**260237**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	**260263**	500	**NC -**
10D	5 x 9	20	**260238**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	**260264**	500	**NC -**
13D	8 x 12	20	**260239**	50	**NC -**	-	-	-	-	-	**260265**	500	**NC -**
15D	10,5 x 14,5	20	**260240**	50	**NC -**	-	-	-	-	-	**260266**	500	**NC -**
16D	12,5 x 16,5	20	**260241**	50	**NC -**	-	-	-	-	-	**260267**	250	**NC -**
18D	14 x 18	20	**260242B**	250	**NC -**	-	-	-	-	-	**260268**	250	**NC -**
21D	17 x 22	25	-	-	-	-	-	-	-	-	**260269**	100	**NC -**
24D	18 x 24	30	**260244**	50	**NC -**	-	-	-	-	-	**260270**	50	**NC -**
27D	21 x 27	30	**260245**	50	**NC -**	**260233B**	5	6	50	**NC -**	**260271**	50	**NC -**
29D	23 x 29	30	**260246**	50	**NC -**	-	-	-	-	-	**260272**	50	**NC -**
31D	26 x 32	30	**260247**	10	**NC -**	-	-	-	-	-	**260273**	25	**NC -**
34D	29 x 35	30	**260248**	10	**NC -**	-	-	-	-	-	**260274**	25	**NC -**
38D	31 x 38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	**260275**	25	**NC -**
41D	34 x 41	35	**260250**	20	**NC -**	-	-	-	-	-	**260276**	25	**NC -**
45D	36 x 44	40	**260251**	20	**NC -**	**211944**	5	6,5	5	**NC -**	**260277**	25	**NC -**
49D	41 x 49	40	**260252B**	20	**NC -**	**260231**	5	6,5	5	**NC -**	**260278**	20	**NC -**
54D	47 x 55	40	**260253B**	20	**NC -**	-	-	-	-	-	**260279**	10	**NC -**
60D	50,5 x 59,5	45	**260254**	10	**NC -**	-	-	-	-	-	**260280**	10	**NC -**
65D	56 x 65	45	**260255**	5	**NC -**	-	-		-	-	**260281**	10	**NC -**
70D	60 x 70	50	**260256**	5	**NC -**	**260424**	5	10	5	**NC -**	**260282**	5	**NC -**
75D	64,5 x 75,5	55	**260257**	5	**NC -**	**260430**	5	11.5	5	**NC -**	**260283**	5	**NC -**
83D	71 x 83	60	**260258**	5	**NC -**	-	-	-	-	-	**260284**	5	**NC -**
92D	72 x 92	65	**260259**	5	**NC -**	-	-	-	-	-	**260285**	5	**NC -**
100D	87 x 100	65	**261044**	3	**NC -**	-	-	-	-	-	**260286**	5	**NC -**
107D	94 x 107	65	**260261**	1	**NC -**	-	-	-	-	-	**260287**	1	**NC -**

Perce-bouchons

Set de perce-bouchons

- **En laiton nickelé**
- **Livré avec une tige solide pour vider les restes de bouchon dans l'emporte-pièce**

Référence	Nbre de tailles	Ø trous (mm)	€ HT
810655	6	5 à 11	**NC -**
810656	12	5 à 19	**NC -**
942780	18	5 à 26	**NC -**

Perce-bouchons à l'unité

- **En nickel-chrome**

Référence	Ø trous (mm)	€ HT
942781	5	**NC -**
942782	6,2	**NC -**
942783	7,5	**NC -**
942784	8,8	**NC -**
942785	10	**NC -**
942786	11,2	**NC -**

Affiloir pour perce-bouchons

- **Lame en acier trempé**
- **Manche métallique**

Référence	Désignation	€ HT
810657	Affiloir pour perce-bouchons 170 mm	**NC -**



Set de perce-bouchons



Perce-bouchons à l'unité



Affiloir pour perce-bouchons

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be