PORTOIRS EN ACIER


Portoir en acier époxy

Réf.	L x l x h (mm)	Pour tubes (ø mm)	Capacité tubes	Coloris	€ HT
320109	205 x 105 x 65	13	6 x 12	Bleu	NC -
320717	204 x 161 x 65	13	9 x 12		NC -
320718	200 x 83 x 59	16	4 x 10		NC -
320719	237 x 127 x 65	16	4 x 12		NC -
037774	241 x 188 x 65	16	6 x 12		NC -
037773	241 x 188 x 65	16	9 x 12	Rouge	NC -
320720	241 x 188 x 65	16	9 x 12	Bleu	NC -
037894	127 x 76 x 76	18	3 x 5		NC -
320721	240 x 90 x 80	20	4 x 10		NC -
320722	240 x 190 x 80	20	8 x 10		NC -
320723	260 x 107 x 80	24	4 x 10		NC -
320726	273 x 105 x 80	25	3 x 8		NC -
320724	290 x 118 x 80	25	4 x 10		NC -
320725	290 x 230 x 80	25	8 x 10		NC -
320105	164 x 64 x 32	25	2 x 6		NC -
320106	271 x 145 x 32	25	5 x 10		NC -
037593	147 x 80 x 89	30	2 x 4		NC -
320727	277 x 209 x 98	30	6 x 8		NC -
320107	212 x 80 x 60	33	2 x 6		NC -
320108	355 x 189 x 60	33	5 x 10		NC -
320728	357 x 139 x 98	40	3 x 8		NC -
320729	350 x 260 x 98	40	6 x 8		NC -
320111	293 x 262 x 50	58	6 x 4		NC -
037904	205 x 135 x 104	60	2 x 3		NC -



Racks Poxygrid pour tubes

- **En fil d'acier recouvert d'epoxy**
- **Bonne résistance aux produits chimiques**
- **Utilisables de - 223 °C à 121 °C**
- **A trois étages pour un bon maintien des tubes (sauf pour rack oblique)**
- **Autoclavables à 121 °C**
- **Coins renforcés**
- **Coloris bleu**



Référence	Nombre de tube	Pour tubes de ø (mm)	L x l x h (cm)	€ HT
088771	60	10-13	17,5 x 11,4 x 6,4	NC -
088772	150	10-13	25,6 x 17,9 x 6,4	NC -
088773	60	15-16	20,3 x 12,9 x 6,4	NC -
088774	150	15-16	30,5 x 21 x 6,4	NC -
086001	96	17	24,2 x 17 x 6,4	NC -
088775	60	18-20	24,4 x 15,6 x 8,3	NC -
088776	60	22-25	29,5 x 18,7 x 8,3	NC -

Rack oblique

Référence	Désignation	€ HT
086685	Rack oblique pour 8 tubes 50 ml ou tubes Ø 30 mm	NC -



Portoirs pour tubes coniques 50 ml

Portoirs autoclavables en acier recouvert d'epoxy.
Pour le support des tubes 50 ml de toutes marques : Falcon, Nunc, Corning, TPP, Greiner Bio-One (ø 30 mm).

Référence	Désignation	L x l x h (mm)	€ HT
045871	Portoir pour 8 tubes (4 x 2)	140 x 76 x 89	NC -
045872	Portoir pour 36 tubes (6 x 6)	210 x 210 x 89	NC -
045873	Portoir pour 16 tubes (4 x 4)	152 x 152 x 89	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be