## Unwire racks Nalgene™

Racks moulés d'une seule pièce pour tubes de 13, 16, 20, 25 et 30 mm.

- **En ResMer™**
- **Gardent leurs couleurs plus longtemps**
- **Bonne résistance aux produits chimiques et aux désinfectants**





### Unwire racks

| Pour tubes ø (mm) | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| L x l x h (mm) | 200 x 102 x 57 | 248 x 127 x 70 | 250 x 102 x 83 | 300 x 121 x 92 | 283 x 108 x 83 |
| Nombre de tubes | 6 x 12 | 6 x 12 | 4 x 10 | 4 x 10 | 3 x 8 |
| Blanc | **028625** | **028631** | **028637** | **028643** | **028649** |
| Orange | **028626** | **028632** | **028638** | **028644** | **028650** |
| Jaune | **028627** | **028633** | **028639** | **028645** | **028651** |
| Bleu | **028628** | **028634** | **028640** | **028646** | **028652** |
| Vert | **028629** | **028635** | **028641** | **028647** | **028653** |
| Rouge | **028630** | **028636** | **028642** | **028648** | **028654** |
| **€ HT** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

### Demi-racks

| Pour tubes ø (mm) | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| L x l x h (mm) | 102 x 102 x 56 | 126 x 126 x 68 | 128 x 103 x 83 | 122 x 122 x 75 | 109 x 109 x 84 |
| Nombre de tubes | 6 x 6 | 6 x 6 | 4 x 5 | 4 x 4 | 3 x 3 |
| Blanc | **028655** | **028659** | **028663** | **028667** | **029284** |
| Bleu | **028656** | **028660** | **028664** | **028668** | **028671** |
| Vert | **028657** | **028661** | **028665** | - | **028672** |
| Rouge | **028658** | **028662** | **028666** | - | **028673** |
| **€ HT** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

## Portoirs pour tubes à hémolyse et tubes à essai


- **En polypropylène, autoclavables**
- **Pour tubes de ø 13, 16, 20, 25 et 30 mm**
- **Livrés à plat**
- **SuperposablesSurface de marquage sur les deux longueurs**
- **Repérage alphanumérique sur le plateau**
- **4 coloris disponibles : blanc, bleu, jaune, rouge**



| Pour tubes ø | Capacité tubes | L x l x h (mm) | Blanc | Bleu | Jaune | Rouge | € HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | 90 (6 x 15) | 246 x 105 x 64 | **391074** | **391075** | **391076** | **391077** | **NC -** |
| 16 mm | 60 (5 x 12) | 246 x 105 x 72 | **391078** | **391079** | **391080** | **391081** | **NC -** |
| 20 mm | 40 (4 x 10) | 246 x 105 x 72 | **391082** | **391083** | **391084** | **391085** | **NC -** |
| 25 mm | 40 (4 x 10) | 295 x 125 x 85 | **391086** | **391087** | **391088** | **391089** | **NC -** |
| 30 mm | 24 (3 x 8) | 300 x 112 x 85 | **391090** | **391091** | **391092** | **391093** | **NC -** |

## Portoirs avec grilles adhérentes pour tubes à hémolyse et tubes à essai

- **En polypropylène**
- **Autoclavables à 121 °C**
- **Avec languettes de maintien pour diminuer les risques de déversement**
- **Idéal pour le travail au bain-marie**
- **Réduisent les risques de déversement**
- **Empilables, puits identifiés de manière alphanumérique**
- **Dimensions des portoirs (L x l x h) : 14,8 x 10,5 x 7 cm**



| Référence | Pour les tubes de ø (mm) | Capacité tubes | € HT |
|---|---|---|---|
| **948144** | 10 - 13 | 90 (6 x 15) | **NC -** |
| **088800** | 15 - 16 | 60 (5 x 12) | **NC -** |
| **947935** | 18 - 20 | 40 (4 x 10) | **NC -** |

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be