## Portoir multifonctions pour tubes de culture




Pour le rangement vertical de 8 tubes 15 ml et 4 tubes 50 ml, ou le rangement horizontal de tubes à fond plat sur 2 niveaux. Le niveau supérieur translucide permet la visualisation du niveau inférieur.

➤ **Autoclavable** ➤ **L x l x h : 86 x 197 x 71 mm** ➤ **Idéal pour l'incubateur**

| Référence | Désignation | € HT |
|---|---|---|
| 199018 | Portoir multifonctions pour tubes de culture | NC - |

## Portoir mono tube



➤ **Support "main libres" pour l'utilisateur**
➤ **Blanc : le tube s'enlève d'une seule main**
➤ **Deux modèles**
➤ **Bleu : portoir agrippant, le tube est ancré dans le portoir : pour l'enlever, il faut utiliser les deux mains**

| Référence | Désignation | € HT les 5 |
|---|---|---|
| 085962 | Portoir mono tube blanc | NC - |
| 085963 | Portoir mono tube grip bleu | NC - |

## Portoir individuel pour tubes 15 ml et 50 ml

➤ **En polypropylène autoclavable**
➤ **Ø base : 77 mm**
➤ **Poids : 13,8 g**



| Référence | Désignation | € HT les 4 |
|---|---|---|
| 086717 | Portoir pour tube conique 15 et 50 ml | NC - |

## Boîtes pour tubes 15, 20, 30 et 50 ml avec couvercle




Boîtes rigides constituées d'un support de couleur fixé sur un fond translucide, et d'un couvercle coiffant translucide, pour une visualisation complète des tubes.

➤ **Pour tubes de 15, 20, 30 et 50 ml**
➤ **Utilisables de -5 °C à +125 °C**
➤ **Avec index de numérotation**

| Référence | L x P x H (mm) | Ø tubes (mm) | Volume tubes (ml) | Nombre de trous | Coloris | € HT les 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 064201 | 148 x 148 x 129 | 17 | 15 | 36 | Vert | NC - |
| 064202 | 148 x 148 x 60 | 30 | 20 | 16 | Mauve | NC - |
| 064203 | 148 x 148 x 91 | 30 | 30 | 16 | Orange | NC - |
| 064204 | 148 x 148 x 129 | 30 | 50 | 16 | Rose | NC - |

## Rack pour tubes de 15 et 50 ml







➤ **Pour tubes de 50 ml : 25 tubes, hauteur du portoir 40 mm**
➤ **Pour tubes de 15 ml : 50 tubes, hauteur du portoir 31 mm**
➤ **Autoclavables à 121 °C**
➤ **Congelables à -80 °C**
➤ **Empilables**
➤ **Encliquetables**

| Pour tubes | Naturel | Blanc | Jaune | Orange | Rouge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ml | 949000 | 949001 | - | 949003 | 949004 |
| 50 ml | 949009 | 949010 | 949011 | 949012 | 949013 |
| € HT les 5 | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - |

| Pour tubes | Violet | Bleu | Vert | Assortis |
|---|---|---|---|---|
| 15 ml | 949005 | 949006 | 949007 | 949008 |
| 50 ml | 949014 | 949015 | 949016 | 949017 |
| € HT les 5 | NC - | NC - | NC - | NC - |

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be