
PORTOIRS POUR TUBES 5 ML À 50 ML

Rack pour tubes 50 ml



- Pour 20 tubes de 50 ml Ø 29 mm
- Marquage alphanumérique des trous
- En polystyrène
- Coloris jaune
- Contient du matériel recyclé (à raison de 50 %)
- Dimensions L x l x h : 204 x 165 x 27 mm

Référence	Désignation	€ HT
064056	Rack pour 20 tubes 50 ml	NC -

Boîtes de congélation pour tubes 15 ml et 50 ml : voir page 758



Racks Pop Up™ pour tubes 15 ml et 50 ml



- Pliables, empilables pliés ou ouverts
- En polypropylène
- Grille imprimée
- Non autoclavables
- Dimensions (L x l x h) : 255 x 137 x 21 mm (plié) 72 mm (ouvert)

Référence	Pour tubes	Couleur	Unité/ boîte	€ HT/ boîte
037974	21 tubes de 15 ml et 12 tubes de 50 ml	Bleu	2	NC -
037975	21 tubes de 15 ml et 12 tubes de 50 ml	Rose	2	NC -
320055	45 tubes de 15 ml	Violet	2	NC -
320056	18 tubes de 50 ml	Vert	2	NC -

Portoirs pour tubes coniques 15 et 50 ml



- En polypropylène
- 25 emplacements
- Coloris : bleu foncé

Référence	Pour tubes volume (ml)	L x l x h (mm)	€ HT
330130	15	104,1 x 127,9, 48,1	NC -
330133	50	132,7 x 249,7 x 48,1	NC -

Portoir pour 18 tubes 50 ml



- Dimensions : 243 x 126 x 64 mm
- En polypropylène autoclavable

Référence	Capacité	Pour tube de volume	€ HT
39180042	18 tubes	50 ml	NC -

Rack universel pour 12 tubes 15 à 50 ml



- Rack en polypropylène, non autoclavable
- A trous à écartement variable s'ajustant au Ø du tube
- Jusqu'à 12 tubes similaires
- Adapté pour les tubes de 15 à 50 ml (16 à 30 mm de Ø)
- Dimensions : 194 x 140 x 51 mm

Référence	Désignation	€ HT
320052	Rack universel	NC -