
PORTOIRS POUR MICROTUBES 0,2 À 2 ML

Station de travail PCR



Plateau à 96 compartiments format microplaque qui fait office de portoir de stockage ou de station de travail. Pour 96 microtubes PCR 0,2 ml, individuels ou en barrette, et plaque PCR.

➤ **Empilable** ➤ **Utilisable de -70 °C à +121 °C**

Référence	Désignation	€ HT les 10
016094	Station de travail PCR	NC -


Plaques de travail pour microtubes 0,2 ml



La plaque et son cadre sont destinés à recevoir 96 microtubes 0,2 ml, pour le dépôt direct des tubes vers un thermocycleur.

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
033518	Plaque de travail	10	NC -
033519	Support pour plaque	5	NC -

Rack PCR pour 96 tubes 0,2 ml ou barrettes



Portoirs bi-faces :
- face 1 pour 80 tubes de Ø 10 à 12 mm ;
- face 2 pour 60 tubes PCR ou microtubes de 0,2 à 0,5 ml.

➤ **En polypropylène autoclavable**
➤ **Avec surface de marquage dépolie**
➤ **Empilables, encliquetables**
➤ **6 coloris assortis, couvercle transparent en accessoire**
➤ **Livré savec des poignées qui assurent une bonne stabilité aux racks superposés**

Coloris	Bleu	Vert	Orange	Rose	Rouge	Jaune	€ HT
Référence	039249	039250	039251	039252	039253	039254	NC -

Couvercle

Référence	Désignation	€ HT
039255	Couvercle transparent	NC -

Rack PCR pour 96 tubes 0,2 ml ou barrettes



➤ **En polypropylène**
➤ **Résiste de -90 °C à +121 °C**
➤ **Identification alphanumérique**
➤ **L x l x h : 132 x 91 x 30 mm**
➤ **Couvercle transparent avec identification de chaque puits**
➤ **Encliquetable horizontalement**
➤ **Empilable**
➤ **Autoclavable**

Bleu	Vert	Orange	Rose	Rouge	Jaune	€ HT	Assortis	€ HT
039830	039831	039832	039833	039834	039835	NC -	039836	NC -

eppendorf Rack PCR



➤ **Portoir pour la manipulation et le stockage de tubes et de plaques**
➤ **Pour tubes de 0,1 à 0,5 ml et pour plaques 96 puits**
➤ **Empilable**
➤ **Peut être conservé jusqu'à - 90 °C**
➤ **Autoclavable (121 °C, 20 min)**

Référence	Désignation	€ HT les 10
035635	Rack PCR coloris assortis	NC -