
PORTOIRS POUR MICROTUBES 0,2 À 2 ML


Portoir pour tubes PCR



- En polypropylène
- 96 emplacements
- Autoclavable
- L x l x h : 123,2 x 86 x 14,6 mm

Bleu	Vert	Orange	Violet	€ HT
330141	330142	330143	330145	NC -

Portoir empilable pour PCR



Portoir en polypropylène de couleur, avec un couvercle transparent pour 96 tubes PCR 0,2 ml ou 1 plaque PCR (avec ou sans jupe).
Dimensions :
- 138 x 98 x 39 mm avec couvercle ;
- 138 x 98 x 30 mm sans couvercle.

- Empilable avec ou sans couvercle
- Couvercle auto-bloquant
- 4 pieds
- Accepte les plaques PCR sans jupe, à jupe ou demi-jupe, les tubes individuels ou en barrette de 8 ou 12

Référence	Désignation	€ HT
045546	Lot de 5 portoirs coloris panachés (bleu, jaune, rouge, vert, violet) avec couvercle	NC -

Portoirs Low Temp PCR® Rack



- Portoirs 96 puits (8 x 12) pour tubes 0,2 ml individuels ou en barrettes
- Couvercle en polypropylène transparent
- Couvercle détachable avec ouverture latérale pour refroidissement plus rapide des échantillons
- Résistants jusqu'à -80 °C
- Repère alphanumérique

Référence	Couleur	Dimensions L x l x h (cm)	Ø des puits (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
320555	Assortiment*	12,5 x 9,2 x 3,7	5,2	5	NC -
320556	Bleu	12,5 x 9,2 x 3,7	5,2	5	NC -
320557	Vert	12,5 x 9,2 x 3,7	5,2	5	NC -
320558	Violet	12,5 x 9,2 x 3,7	5,2	5	NC -

* Bleu, violet, orange, vert, jaune

Portoirs pour 96 microtubes PCR 0,2 ml



Portoirs en polypropylène pour 96 microtubes PCR 0,2 ml individuels ou en barrettes.

- Index alphanumérique
- Couvercle à charnière
- Coloris assortis
- Dimensions : 130 x 98 x 33 mm

Coloris	Naturel	Bleu	Vert	€ HT les 5	Assortis*	€ HT les 5
Référence	037532	037533	037534	NC -	037536	NC -

* Rose, orange, bleu, vert et jaune.