
PORTOIRS POUR MICROTUBES 0,2 À 2 ML


Portoirs PCR réversibles


Racks en polypropylène avec couvercle amovible pour 168 microtubes de 0,2 ml d'un côté et 40 microtubes de 0,5 ml de l'autre. Avec une rangée pour 12 microtubes de 1,5 ml de chaque côté.
Livrés par 5 en coloris assortis (un de chacune des couleurs suivantes : bleu, vert, rose, orange, jaune). L x l x h : 228,6 x 133,4 x 32 mm.

Référence	Désignation	€ HT les 5
037589	Rack PCR réversibles coloris assortis	NC -



Portoirs multi-microtubes spécial PCR





Portoir A avec couvercle pour stocker sur une face unique


Il est possible de fixer sur le portoir A, le portoir B pour 96 microtubes 0,2 ml ; ce dernier se clipe à l'emplacement prévu pour les microtubes individuels 0,2 ml.

- **Couvercle translucide inclus**
- **Choix de coloris vifs**
- **Superposables**
- **Index alphanumérique**
- **Capacité : 32 microtubes individuels 0,2 ml PCR, 16 microtubes 0,5 ml, 24 microtubes 1,5 ml ou 2 ml**

Portoir B pour 96 microtubes PCR 0,2 ml

- **Format microplaque**
- **Avec couvercle**
- **Utilisable seul ou peut se cliper sur le portoir A**
- **L x l x h : 126 x 86 x 33 mm avec couvercle, 126 x 86 x 11 mm sans couvercle**

	Portoir A multi-tubes	Portoir B pour 96 microtubes 0,2 ml
Bleu	045465	045471
Vert	045466	045472
Orange	045467	045473
Rose	045468	045474
Jaune	045469	045475
€ HT	NC -	NC -
Jeu de 5 coloris assortis	045470	045476
€ HT les 5	NC -	NC -




Portoir multi-microtubes PCR

labcon

- **96 puits pour plaques, barrettes de tubes ou tubes de 0,2 ml**
- **Puits supplémentaires sur le portoir pour tubes de 0,5, 1,5 ou 2 ml**
- **En polypropylène**
- **Autoclavable**
- **Utilisable de -80 °C à +122 °C**
- **Couvercle translucide inclus**

Référence	Désignation	€ HT
949830	Lot de 5 portoirs coloris panachés (rouge, orange, jaune, vert, bleu)	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be