PORTOIRS POUR MICROTUBES À BOUCHON VISSANT/ MULTI-TUBES

Rack pour microtubes OneHand



Pour l'ouverture des microtubes à capuchon vissant à l'aide d'une seule main !

- **En polymère à base d'acétal**
- **L x l x h : 293 x 115 x 39 mm**
- **Capacité 84 microtubes**

Pour les micrewtubes à jupe, ils s'insèrent parfaitement dans la base du portoir et sont maintenus. Pour les autres types de microtubes, la partie supérieure du portoir les maintient grâce à des griffes qui vont aggripper les microtubes dont le col porte des sillons.

Bleu	Vert	Mauve	Orange	Jaune	€ HT
039825	039826	039827	039828	039829	NC -

Système de rangement LaboBox

Système de rangement flexible comprenant racks, boites et une caisse compatibles. Ordonnez, stockez et déplacez vos tubes en toute sécurité et facilité.



La caisse

- **Pour le stockage et le transport des boîtes**
- **Contient 2 boîtes par étage sur 3 ou 4 niveaux en fonction de la dimension des celles-ci**
- **En polypropylène non résistant à la cryoconservation**
- **Dimensions (L x l x h) : 185 x 175 x 200 mm**



Référence	Désignation	€ HT
764103	Caisse pour système LaboBox	NC -

Les boîtes

- **Boîtes avec couvercle en polycarbonate pour le rangement des racks**
- **Résistantes de - 130 °C à + 130 °C, autoclavables et cryoconservables**
- **2 hauteurs disponibles: 43 mm ou 55 mm**

Référence	L x l x h (mm)	Hauteur intérieure (mm)	€ HT
764101	170 x 83 x 43	39	NC -
764102	170 x 83 x 55	49	NC -

Les racks

- **Pour les microtubes, tubes jusqu'à 12,5 mm et 15 mm de diamètre**
- **Disponibles en 2 coloris : transparent et bleu**
- **Marquage alphanumérique**
- **Transport facile**
- **En polycarbonate**
- **Résistants de - 130 °C à + 130 °C et autoclavables**
- **Dimensions (L x l x h) : 164 x 76 x 28 mm**





Fond	Nombre de puits	Pour tubes	Transparent	Bleu	€ HT
Conique	5 x 12 (60)	1,5 ml	764095	764098	NC -
Plat	5 x 10 (50)	Ø 12,5 mm	764096	764099	NC -
Plat	4 x 9 (36)	Ø 15 mm	764097	764100	NC -


Portoir Unirack bi-faces



Portoir bi-faces :
- face 1 pour 25 tubes de diamètre 10 et 12 mm
- face 2 pour 16 tubes de PCR ou microtubes de 0,2 à 0,5 ml

Coloris	Bleu	Rouge	Jaune	€ HT les 10
Référence	040784	040785	040786	NC -

Portoir 1 face multitubes



Portoir en polypropylène pour le stockage sur 1 seule face de 24 microtubes 1,5/2 ml, 16 microtubes 0,5 ml, 32 microtubes 0,2 ml.

- **Résiste jusqu'à -80 °C**
- **Couvercle translucide**

Référence	Désignation	€ HT
879070	Portoir multitubes	NC -