PORTOIRS MULTI-TUBES


Portoirs double face pour microtubes




Configuration A









	Version standard				Version éco	
Capacité microtubes	Configuration A	Configuration (encliquetable) B	Configuration D	Configuration E	Configuration B	Configuration B
0,2 ml	-	-	96	96	-	-
0,5 ml	8 et 32	96	96	96	96	96
1,5 ml et 2 ml	8 et 32	96	-	12	96	96
Couvercle	Optionnel	Compris	Compris	Compris	Optionnel	Optionnel
Index alphanum.	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Bleu	-	**037574**	-	-	**048018A**	**048018**
Vert	-	**037575**	-	-	**048019A**	**048019**
Orange	-	-	-	-	**840665A**	**840665**
Rouge	-	-	-	-	**038171A**	**038171B**
Rose	-	**037576**	**038172**	-	-	-
Violet	-	-	-	-	**038173A**	**038173B**
Jaune	-	**037577**	-	-	**048020A**	**048020**
€ HT	-	**NC -**	**NC -**	-	**NC -**	**NC -** les 10
Naturel	-	**037573**	-	-	**048017A**	**048017**
€ HT	-	**NC -**	-	-	**NC -**	**NC -** les 10
Coloris panachés	-	**037578**	-	-	-	-
€ HT	-	**NC -** les 5	**NC -** les 5	-	-	-
Bleu fluo	-	-	-	-	**038168A**	**038168B**
Vert fluo	-	-	**038169**	-	**038169A**	**038169B**
Orange fluo	-	-	**038170**	**038178**	**038170A**	**038170B**
Rose Fluo	-	-	-	-	**038172A**	**038172B**
Jaune fluo	-	-	-	-	**038174A**	**038174B**
€ HT	-	-	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -** les 10
Coloris panachés	**045450**	-	-	-	**038175A**	**038175B**
€ HT	**NC -** les 5	-	-	-	**NC -** les 5	**NC -** les 10
Couvercle transparent optionnel	-	-	-	-	**048015A**	**048015**
€ HT	-	-	-	-	**NC -**	**NC -** les 10

- **En polypropylène**
- **Congelables**
- **Autoclavables**

Configuration A

- Face 1 : 32 microtubes 1,5 / 2 ml + 8 microtubes 0,5 ml
- Face 2 : 32 microtubes 0,5 ml + 8 microtubes 1,5 / 2 ml
- Dimensions (l x p x h) : 258 x 79 x 28 mm

Configuration B

- Face 1 : 96 microtubes 1,5 / 2 ml
- Face 2 : 96 microtubes 0,5 ml
- Dimensions (l x p x h) : 242 x 120 x 47,5 mm

Configuration D

- Face 1 : 96 microtubes 0,2 ml (individuels ou en barrettes)
- Face 2 : 96 microtubes 0,5 ml
- Dimensions (l x p x h) : 216 x 114 x 38 mm

Configuration E

- Face 1 : 12 microtubes 1,5 ml + 96 microtubes 0,2 ml (individuels ou en barrettes)
- Face 2 : 96 microtubes 0,5 ml
- Dimensions (l x p x h) : 216 x 114 x 38 mm

* Bleu, rouge, violet
** Bleu, vert fluo, rouge, violet, jaune