PORTOIRS MULTI-TUBES

Racks Multirack encliquetables



Racks en polypropylène à 4 faces, encliquetables.

	Bleu	Mauve
L x l x h (mm)	100 x 95 x 49	100 x 95 x 49
Capacité		
Face 1	5 tubes de 50 ml (ø 30 mm) 8 microtubes de 1,5 ml (ø 17 mm)	16 tubes de 15 ml (ø 17 mm) 9 microtubes de 1,5 ml (ø 12 mm)
Face 2	26 microtubes de 1,5 ml (ø 12 mm) 13 microtubes de 0,5 ml (ø 8 mm)	15 microtubes de 1,5 ml (ø 12 mm) 28 microtubes de 0,5 ml (ø 8 mm)
Face 3	6 tubes de 15 ml (ø 17 mm) 6 microtubes de 1,5 ml (ø 12 mm)	6 tubes de 15 ml (ø 17 mm) 6 microtubes de 1,5 ml (ø 12 mm)
Face 4	2 tubes de 50 ml (ø 30 mm)	2 tubes de 50 ml (ø 30 mm)
Référence	**888118**	**888119**
€ HT	**NC -**	**NC -**

Jeu de 4 portoirs multi-tubes sur plateau




Ingénieux, multi-usage, ce kit est indispensable sur la paillasse, car il se prête à toutes les configurations. Constitué d'un plateau et d'un jeu de 4 portoirs en polypropylène à 4 faces :

- 1 face pour 12 microtubes 0,5 ml (ø 10 mm)
- 1 face pour 9 cryotubes (ø 11 mm) ou 9 microtubes 1,5 ml / 2 ml
- 1 face pour 6 tubes 15 ml (ø 17 mm)
- 1 face pour 2 tubes 50 ml (ø 30 m)

➤ **Chaque portoir est utilisable individuellement**
➤ **Coloris panachés**
➤ **Utilisable de -80 °C à +115 °C**
➤ **Plateau de transport (ou de stockage) inclus**
➤ **L x l x h du portoir : 92 x 92 x 48 mm**

Référence	Désignation	€ HT
045428	Lot de 4 portoirs rouge, bleu, blanc, vert + plateau	NC -
045429	Lot de 4 portoirs fluo vert, orange, rose, jaune + plateau	NC -

Portoirs réversibles multifaces







➤ **Pour stocker tous diamètres de tubes, microtubes, cryotubes, organiser ses préparations et d'identifier ses tubes sur la paillasse**
➤ **En polypropylène autoclavable**
➤ **Acceptent bain-marie et congélation**

➤ **Configuration A - 4 faces pour :**
- 32 microtubes 0,5 ml
- 32 microtubes 1,5 ml ou tubes ø 12 mm
- 12 tubes coniques 15 ml ø 17 mm
- 4 tubes coniques 50 ml ø 30 mm

L x l x h : 174 x 95 x 52 mm.

➤ **Configuration B - 4 faces pour :**
- 8 tubes coniques 50 ml ø 30 mm
- 20 tubes ø 20 mm
- 24 tubes coniques 15 ml ø 17 mm
- 40 tubes ø 13 mm

L x l x h : 198 x 114 x 95 mm.

➤ **Configuration C - 4 faces pour :**
- 12 tubes ø 25 mm
- 20 tubes ø 20 mm
- 24 tubes coniques 15 ml ø 17 mm
- 40 tubes ø 13 mm

L x l x h : 198 x 114 x 95 mm.

➤ **Configuration D - 4 faces pour :**
- 4 tubes coniques 50 ml ø 30 mm
- 10 tubes coniques 15 ml ø 17 mm
- 12 tubes ø 12 mm
- 16 microtubes 1,5 ml ou 2 ml

L x l x h : 108 x 113 x 113 mm.

	Configuration A	Configuration B (encliquetable)	Configuration C	Configuration D
Naturel	037559	-	-	-
Bleu	037560	045431	-	-
Vert	037561	045432	045440	-
Orange	037562	045433	045441	-
Rose	037563	045434	045442*	-
Jaune	037564	045436	-	-
Violet	-	-	045438	-
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-
5 coloris panachés	037565	045437	045443	037572
€ HT les 5	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Rouge