Tubes à fond plat en polystyrène, non stériles, non bouchés



		Tubes seuls (non bouchés)			Bouchons rentrants lamelles		
Volume (ml)	Dimensions (mm)	Réf.	Unités/ carton	€ HT/ carton	Réf.	Unités/ carton	€ HT/ carton
28	ø 26 x 64	**205101**	1500	**NC -**	**326312**	6000	**NC -**
35	ø 31 x 56	**214101**	1300	**NC -**	**328312**	5000	**NC -**
54	ø 41 x 60	**223101**	800	**NC -**	**331312**	2500	**NC -**
68	ø 36 x 83	**217101**	605	**NC -**	**329312**	3800	**NC -**

Tubes pour drosophiles

- **3 résines :**
  - **PS transparent : non autoclavable ;**
  - **Résine K : idéal pour le transport, très résistant, quasiment incassable, non autoclavable ;**
  - **PP : translucide et autoclavable**
- **2 formats de tubes :**
  - **étroit : 25 x 95 mm**
  - **large : 28,5 x 95 mm**
- **Livrés en plateaux de 100, rangés de 10 x 10 (5 x 100 tubes par carton) ou en vrac**



		En vrac			Sur plateau de 100		
Matériau	ø x h (mm)	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton
PS	24 x 75	**789007B**	400	**NC -**	-	-	-
PS	25 x 95	**789008**	500	**NC -**	**789001B**	500	**NC -**
PS	28,5 x 95	**789009**	500	**NC -**	**789002**	500	**NC -**
Résine K	25 x 95	**789010**	500	**NC -**	**789003**	500	**NC -**
PP	25 x 95	**789012**	500	**NC -**	**789001PP**	500	**NC -**
PP	28,5 x 95	**789013**	500	**NC -**	**789002PP**	500	**NC -**

Tubes autres formats En polystyrène, fond plat, en vrac.

Réf.	ø x h (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
205101	24 x 64	1500	**NC -**
217101	36 x 83	605	**NC -**
999021B	52 x 102 (col à vis)	320	**NC -**
080700	25 x 95	500	**NC -**
080702	28,5 x 95	400	**NC -**

Système de recharges de tubes pour drosophiles

GO GREEN



Système de recharge des tubes pour drosophiles. Les tubes sont montés sur plateaux sans paroi et se glissent dans les plateaux à parois en quelques secondes.

Réf.	Désignation	€ HT les 144
789272	Insert de répartition réutilisable à 10 x 10 cases	**NC -**

Flacons

Référence	Matériau	ø x h (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
789220	Polystyrène	25 x 95	5 x 100	**NC -**
789222	Polypropylène	25 x 95	5 x 100	**NC -**

Plateaux de recharge

- **Dimensions (L x l) : 26 x 26 cm**

Noir	Bleu	Vert	Rouge	Blanc	Unités/ carton	€ HT/ carton
789223	**789224**	**789225**	**789226**	**789227**	12	**NC -**

Droso-plugs™



- **Structure cellulaire ultra dense : 92,1 kg/m²**
- **Fermeture facile**
- **Réutilisables (lavables)**

Référence	Bouchon pour	Unités/ carton	€ HT/ carton
789190	Bouteille	1536	**NC -**
789215	Bouteille plastique	2560	**NC -**
789193	Tube étroit	6760	**NC -**
789194	Tube large	4840	**NC -**