CRYOTUBES CLEARLINE®

Attention : aucun cryotube n'est destiné à être plongé directement dans la phase liquide de l'azote liquide, mais uniquement au stockage dans la phase gazeuse de l'azote.
Si de l'azote liquide venait à pénétrer dans le tube, il y aurait un risque d'explosion dû à la pression engendrée par le passage de l'azote de la phase liquide à la phase gazeuse lors du retrait et/ou décongélation des tubes.

Cryotubes à code-barres 1D ClearLine®

notre Sélection



La qualité ClearLine®

›› En polypropylène vierge de grade médical
›› Utilisables jusqu'à - 196 °C
›› Exempts d'ATP
›› USP Classe VI (non cytotoxiques et non hémolytiques)
›› Stérilisés aux rayons Beta, SAL 10^{-6}

Pyrogènes · Inhibiteur de PCR · ADN humain · DNase RNase · Endotoxines · CE · IVD

- **Bouchon vissant bi-injecté, plastique et silicone : aucun risque de fuite et de contamination - excellente prise en main pour le vissage et le dévissage du cryotube**
- **Partie étoilée sur le dessus du bouchon ; adaptée pour l'utilisation de boucheuses / déboucheuses**
- **Gradués, surface d'inscription**
- **Livrés avec code-barres pré-imprimé à séquences aléatoires**
- **Fond permettant un verrouillage dans les portoirs en polycarbonate (tubes à fond jupé uniquement)**
- **Autoclavables (ouverts) à la vapeur à 121 °C pendant 20 min.**

Cryotubes à pas de vis externe avec bouchons



390700 390701 390702 390703 390704 390705

Volume (ml)	Jupe	Cryotubes avec bouchon naturel	€ HT les 50
1	Oui	**390700**	**NC -**
2	Oui	**390701**	**NC -**
2	Non	**390702**	**NC -**
3	Oui	**390703**	**NC -**
4	Oui	**390704**	**NC -**
5	Oui	**390705**	**NC -**

Attention : *les cryotubes ClearLine® ne sont pas destinés à être plongés dans la phase liquide de l'azote liquide, mais à être stockés dans sa phase gazeuse. Il y a un risque d'explosion du cryotube si de l'azote liquide venait à pénétrer le tube lors de l'immersion.*

Cryotubes à pas de vis interne avec bouchons



390706 390707 390708 390709 390710 390711 390712

Volume (ml)	Jupe	Cryotubes avec bouchon naturel	€ HT les 50
1	Oui	**390706**	**NC -**
2	Oui	**390708**	**NC -**
2	Non	**390707**	**NC -**
4	Oui	**390710**	**NC -**
4	Non	**390709**	**NC -**
5	Oui	**390712**	**NC -**
5	Non	**390711**	**NC -**

Inserts de couleur pour capuchon

Bleu	Blanc	Jaune	Violet	Rouge	Vert	€ HT les 100	Assortis	€ HT les 6 x 100
390741A	**390742A**	**390743A**	**390789A**	**390745A**	**390746A**	**NC -**	**390802A**	**NC -**


Tiges de récupération

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
390784	Tige picker cryo	100	**NC -**
390784AA	Tige picker cryo	1	**NC -**
390784A	Tige picker cryo	10	**NC -**



Portoirs en polycarbonate pour 40 cryotubes

- **Autoclavables**
- **L x l x h : 215 x 100 x 25 mm**
- **Fond permettant au tube un verrouillage dans le rack**



Bleu	Rouge	Vert	€ HT
390494	**390495**	**390496**	**NC -**



Retrouvez les cryotubes ClearLine® avec code-barres 2D page 423
Retrouvez les cryoboîtes ClearLine® page 746

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be