Cryotubes Nunc



La qualité et la fiabilité Nunc.
Tubes en polypropylène pour la conservation des échantillons en températures cryogéniques. Tous les cryotubes sont livrables par unité d'emballage.
Les cryotubes Nunc sont utilisables au congélateur ou sous vapeur d'azote liquide. En cas d'immersion dans l'azote liquide, il est impératif d'utiliser la gaine cryoflex.

Cryotubes à joint silicone, pas de vis interne et surface d'inscription

Réf.	Vol. (ml)	Hauteur (mm)	Fond	Auto-stable	Ailette	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ sachet
055001	1	43	Conique	Oui	Non	50	2000	NC -
055002	1	43	Conique	Oui	Oui	50	2000	NC -
055003	1,8	48	Rond	Oui	Non	50	1800	NC -
055004	1,8	48	Rond	Non	Non	50	2000	NC -
055005	1,8	48	Rond	Oui	Oui	50	1800	NC -
055006	3,6	72	Rond	Non	Non	50	1600	NC -
055007	3,6	72	Rond	Oui	Oui	50	1600	NC -
055008	4,5	92	Rond	Non	Non	50	1200	NC -
055009	4,5	92	Rond	Oui	Oui	50	1200	NC -





- **Stériles, non pyrogènes, non toxiques**
- **Utilisables jusqu'à - 196 °C**
- **Version à pas de vis intérieur avec joint silicone ou pas de vis extérieur étanche sans joint**
- **Diamètre : 12,5 mm**
- **Avec ou sans ailette à la base, pour ouvrir d'une seule main les tubes placés dans le portoir spécial autobloquant**
- **Possibilité d'insérer une pastille color code dans le bouchon**

Cryotubes à pas de vis externe avec surface d'inscription

Réf.	Vol. (ml)	Hauteur (mm)	Fond	Auto-stable	Ailette	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ sachet
055011	1	40	Conique	Oui	Oui	50	2000	NC -
055013	1,8	50	Rond	Oui	Oui	50	1800	NC -
055014	4,5	91	Rond	Oui	Oui	50	1200	NC -

Cryotubes à pas de vis externe sans surface d'inscription

Réf.	Vol. (ml)	Hauteur (mm)	Fond	Auto-stable	Ailette	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ sachet
055015	1,2	40	Conique	Oui	Oui	50	2000	NC -
055016	1,8	50	Rond	Oui	Oui	50	1800	NC -
055017	4,5	91	Rond	Oui	Oui	50	1200	NC -

Inserts code couleur

Inserts code-couleur à insérer dans le bouchon, avec surface d'inscription et encoche pour saisir le tube ou retirer la pastille.

Coloris	Blanc	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Orange	Rose	Mauve	Gris	Marron	Assortis	€ HT la boîte de 500
Référence	055018	055019	055020	055021	055022	055023	055024	055025	055026	055027	055028	NC -

Tubes de stockage Stor-It Nunc



WEB

Saisissez la référence sur dulis.be pour retrouver le guide de conservation Thermo Scientific.

- **Pour le stockage des produits dans des tubes de qualité**
- **Autostables, pieds en étoile**
- **Bouchons en polyéthylène non montés**
- **En polypropylène, congelables à -196 °C (vapeur d'azote)**
- **Non stériles**

Référence	Volume (ml)	ø x h (mm)	Surface d'inscription	Fond	Unités/ sachet	€ HT/ sachet
056521	1	12,5 x 41	Oui	Conique	500	NC -
055465	1,8	12,5 x 48	Oui	Rond	450	NC -
056522	4,5	12,5 x 91	Oui	Rond	300	NC -

Portoir

Référence	Désignation	€ HT
055038	Portoir autobloquant pour 40 tubes	NC -

Portoirs pour cryotubes



- **En polycarbonate autoclavable**
- **Avec ergots à 40 emplacements pour blocage des cryotubes ailette, ce qui permet de les visser et dévisser d'une seule main (200 x 100 mm)**

Référence	Désignation	€ HT
055038	Portoir autobloquant bleu 40 trous	NC -