
## Cryoboîte système 100



Boîte en polycarbonate pour stocker 100 tubes 1 ou 1,5 ml.
Conçue uniquement pour les cryotubes système 100.

- **Autoclavable, utilisable de -196 °C à + 121 °C**
- **Dimensions : 133 x 133 x 52 mm**

| Référence | Désignation | Capacité | € HT |
|---|---|---|---|
| 028050 | Cryoboîte système 100 | 10 x 10 tubes | NC - |

## Portoir pour cryotubes système 100



Pour l'ouverture et la fermeture des tubes d'une seule main.
Le fond de chaque puits maintient le tube en place.
L x l x h : 197 x 102 x 22 mm.

| Référence | Désignation | Capacité | € HT |
|---|---|---|---|
| 028051 | Portoir pour cryotubes système 100 | 25 tubes | NC - |

## Cryotubes Corning®




Retrouvez les cryotubes Corning avec code-barres page 426

- **Tubes en polypropylène avec graduations noires**
- **Bouchon orange coiffant ou entrant en PP avec joint en silicone**
- **Fond rond ou conique, avec ou sans jupe**
- **Résistants de -196 °C à +121 °C**
- **Stériles**

### Avec bouchon coiffant (filetage externe)

| Référence | Volume (ml) | Fond | Jupe | Unités/ sachet | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430658 | 1,2 | Conique | Non | 50 | 500 | NC - |
| 430659 | 2 | Rond | Non | 50 | 500 | NC - |
| 430661 | 2 | Rond | Oui | 50 | 500 | NC - |
| 430662 | 4 | Rond | Non | 50 | 500 | NC - |
| 430663 | 5 | Rond | Non | 50 | 500 | NC - |

### Avec bouchon entrant (filetage interne)

| Référence | Volume (ml) | Fond | Jupe | Unités/ sachet | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430487 | 1,2 | Conique | Oui | 50 | 500 | NC - |
| 430488 | 2 | Rond | Oui | 50 | 500 | NC - |
| 430489 | 2 | Rond | Non | 50 | 500 | NC - |
| 430490 | 4 | Rond | Non | 50 | 500 | NC - |
| 430491 | 4 | Rond | Oui | 50 | 500 | NC - |
| 430656 | 5 | Rond | Oui | 50 | 500 | NC - |

## Cryotubes Cryo.s™ Greiner Bio-One





- **Cryotubes en polypropylène pour la congélation des échantillons jusqu'à -196 °C**
- **Bouchon à pas de vis intérieur à joint silicone(O-Ring) ou à pas de vis externe à joint moulé**
- **Bouchon de couleur pour une identification facile, qu'il est possible de compléter par une pastille d'un autre coloris**
- **Stériles, CE IVD**
- **PP de grade medical certifié USP Classe VI**
- **Surface d'inscription blanche anti-rayure**
- **Possibilité de fabriquer des séries avec code-barres imprimé**

DNase RNase · ADN humain · Pyro-gènes · Cyto-toxines




| Volume (ml) | ø x h (mm) | Pied cranté | Type de fond | Bouchon naturel | Bouchon vert | Bouchon jaune | Bouchon bleu | Bouchon rouge | Unités/ sachet | € HT/ sachet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryotubes Cryo.s™ à pas de vis interne avec joint silicone | | | | | | | | | | |
| 1 | 12,5 x 42 | Oui | Rond | 123263 | 123277 | 123278 | 123279 | 123280 | 100 | NC - |
| 2 | 12,5 x 48 | Oui | Rond | 122263 | 122277 | 122278 | 122279 | 122280 | 100 | NC - |
| 2 | 12,5 x 48 | Non | Rond | 121263 | 121277 | 121278 | 121279 | 121280 | 100 | NC - |
| 5 | 12,5 x 86 | Non | Rond | 124263 | 124275 | 124276 | 124274 | 124273 | 50 | NC - |
| Cryotube Cryo.s™ à pas de vis externe sans joint | | | | | | | | | | |
| 2 | 12,5 x 47 | Oui | Rond | 126263 | 126277 | 126278 | 126279 | 126280 | 100 | NC - |
| 4 | 12,5 x 83 | Oui | Rond | 127263 | 127277 | 127278 | 127279 | 127280 | 50 | NC - |

### Inserts de couleur

| Coloris | Jaune | Bleu | Rose | € HT les 50 |
|---|---|---|---|---|
| Référence | 304130 | 304131 | 304133 | NC - |

### Accessoire

| Référence | Désignation | € HT/ carton |
|---|---|---|
| 802501 | Portoir pour 40 cryotubes | NC - |