Cryoboîtes en polycarbonate CryoGen® Box



Pour 81 cryotubes
1 et 2 ml




- 196 °C à + 121 °C

Boîtes en polycarbonate pour le stockage de cryotubes ClearLine®

- Boîte, grille et couvercle en polycarbonate
- Couvercle transparent, avec marquage numérique de chaque emplacement, avec coins coupés
- Pour tous les volumes de cryotubes ClearLine® : 25 et 81 places : grille colorée, fond blanc / 100 places : fond blanc à picots
- Utilisables de - 196 °C à + 121 °C , autoclavables 20 min

Cryogen® Box

Pour	25 cryotubes de 1 et 2 ml	81 cryotubes de 1 et 2 ml	81 cryotubes de 3, 4 et 5 ml*	100 cryotubes** 1 et 2 ml
Dim. (mm)	76 x 76 x 52	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94	132 x 132 x 52
Cryogen® Box : pour le stockage de vos cryotubes. Marquage numérique imprimé sur le couvercle. ➤ Zone de marquage dépolie (boîte et le couvercle) ➤ **Fond à picots, sans grille, sur les boîtes 100 places**				
Bleu	390476	390479	390482	390491
Jaune	390699	390697	390698	390489
Rouge	390477	390480	390483	390492
Vert	390478	390481	390484	390493
Blanc	-	-	-	390788
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -
Cryogen® Box : pour le stockage de vos cryotubes. Marquage numérique gravé au laser sur le couvercle. ➤ Zone de marquage dépolie (boîte et le couvercle)				
Bleu	-	390733	390737	-
Jaune	-	390736	390740	-
Rouge	-	390734	390738	-
Vert	-	390735	390739	-
€ HT	-	NC -	NC -	-



Pour 100 cryotubes
1 et 2 ml



Marquage numérique/
Coins coupés



Zone de marquage dépolie





CryoGen® Box à code-barres 1D et 2D ClearLine®

Pour	25 cryotubes de 1-2 ml	81 cryotubes de 1-2 ml	81 cryotubes de 3-4-5 ml	100 cryotubes 2D de 2 ml	100 cryotubes 2D de 5 ml
Dim. (mm)	76 x 76 x 52	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94
Cryogen® Box 2D : code-barres standard + code 2D Datamatrix ➤ Code-barres standard (code 128) ➤ Code 2D Datamatrix correspondant sur le fond de la boîte ➤ **Ouvertures (voir photo)*** dans le fond ➤ Verrouillage des tubes (à jupe) dans le fond ➤ Conçues pour utilisation avec scanners 2D					
Bleu	-	390717	390721*	-	-
Jaune	-	390718	390722*	-	-
Rouge	-	390719	390723*	-	-
Vert	-	390720	390724*	-	-
Fond blanc à picots	-	-	-	390820**	390821**
€ HT	-	NC -	NC -	NC -	NC -
Cryogen® Box 1D : code-barres standard ➤ Code-barres standard (code 128) sur le bord ➤ **Fond à picots, sans grille, sur les boîtes 100 places**					
Bleu	390804	390808	390812*	-	-
Jaune	390805	390809	390813*	-	-
Rouge	390806	390810	390814*	-	-
Vert	390807	390811	390815*	-	-
Fond blanc à picots	-	-	-	390816**	-
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	-

* La CryoGen® Box pour 81 tubes 3 à 5 ml est incompatible avec les cryotubes 4 ml à capuchon vissant interne.
** A capuchon vissant interne uniquement.

Traçabilité & Identification

- **Code-barres gravé au laser sur le côté**
- **Code 2D Datamatrix sur le fond, correspondant au code-barres, standard**



Grilles de numérotation en polycarbonate pour CryoGen® Box 1D

- **A placer dans le fond des CryogenBox® 1D 25, 81 et 100 places**
- **Minimisent les erreurs de placement**

Référence	Numérotée de	€ HT les 10
390817	1 à 25 pour boîtes 25 places	NC -
390818	1 à 81 pour boîtes 81 places	NC -

Boîtes de stockage pour microtubes



Boîtes de stockage en polycarbonate : trois modèles pour microtubes de 0,2 ml, 0,5 ou 1,5 ml. Capacité de 64 tubes pour les modèles 0,2 ml et 1,5 ml et 81 tubes pour le modèle 0,5 ml.

- **Pour utilisation de -150 °C à +121 °C**
- **Couvercle transparent avec grille de marquage des emplacements**
- **Autoclavables**
- **Dimensions : 133 x 133 x 51 mm**

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
028053	Boîte de stockage pour microtubes 0,2 ml	4	NC -
028054	Boîte de stockage pour microtubes 0,5 ml	4	NC -
028055	Boîte de stockage pour microtubes 1,5 ml	4	NC -