## Racks en polystyrène expansé



- **Pour le transport de 50 tubes de diamètre 12 mm**
- **Dimensions : 146 x 73 x 40 mm**
- **Un rack en carton léger de dimensions 155 x 155 x 45 mm permet de regrouper deux boîtes en polystyrène**


### Racks en polystyrène expansé

| Blanc | Bleu | Vert | Rouge | € HT |
|---|---|---|---|---|
| 049725 | 049726 | 049727 | 049728 | NC - |

### Rack en carton

| Référence | Désignation | € HT |
|---|---|---|
| 049729 | Rack en carton | NC - |

## Cryoboîte en acier inox avec couvercle



| Référence | Dimensions avec couvercle l x p x H (mm) | € HT |
|---|---|---|
| 140076 | 133 x 133 x 50 | NC - |
| 140077 | 133 x 133 x 75 | NC - |
| 140078 | 133 x 133 x 100 | NC - |

## Pince pour cryotubes




- **Pour cryotubes**
- **En polypropylène**

| Référence | Désignation | € HT les 12 |
|---|---|---|
| 029111 | Pince pour cryotubes | NC - |

## Tige support pour canisters de cryoconservateurs et gaine Cryoflex

### Gaine Cryoflex

Gaine pour contenir des cryotubes, à souder pour éviter toute entrée d'azote liquide accidentelle dans le tube lors d'une immersion totale. Longueur : 50 cm.

| Référence | Désignation | € HT la boîte de 15 gaines |
|---|---|---|
| 055029 | Gaine Cryoflex | NC - |



Thermo SCIENTIFIC nunc



Tige en aluminium destinée à contenir 3 à 6 cryotubes selon leur hauteur. Longueur : 28 cm.

| Référence | Désignation | € HT les 50 |
|---|---|---|
| 055030 | Tige support | NC - |

## Etiquettes et support étiquette



Support étiquette en polypropylène transparent avec une face adhésive. Se place sur une des faces de la boîte de congélation, lorsque celle-ci est parfaitement sèche et à température ambiante.

- **Pour températures jusqu'à -90 °C en agrafant le porte étiquettes**
- **Face adhésive fonctionnant entre -10 °C et +70 °C**

| Référence | Pour | Unités/ boîte | € HT/ boîte |
|---|---|---|---|
| 049616 | Porte étiquettes | 20 | NC - |
| 049617 | Etiquettes | 5 x 20 | NC - |