Etagères modulables neoStapelRack pour cryoboîtes

Empilez et assemblez les racks individuels pour créer un stockage de cryoboîtes.


- **En polycarbonate, plus légères et faciles à transporter qu'en inox**
- **Autoclavables et résistantes à des températures entre - 130 °C et + 130 °C**
- **Dimensions internes d'un rack (L x l x h) : 140 x 147 x 55 mm**

2 constructions possibles :

- Empilez jusqu'à 10 racks en configuration verticale ;
- Assemblez jusqu'à 4 racks côte à côte à l'aide de clips (vendus séparément) et empilez jusqu'à 4 étagères en configuration horizontale ;
- Recouvrez les racks du sommet à l'aide des couvercles (vendus séparément).





Désignation	Blanc	Bleu	€ HT
Rack individuel neoStapelRack	764110	764113	NC -
Couvercle avec poignée	764111	764114	NC -
Couvercle sans poignée	764112	764115	NC -
Clip (pour attache horizontale)	-	764116	NC -



Boîtes de congélation

- **Boîtes de congélation Biosigma en polycarbonate, avec couvercle à marquage alphanumérique**
- **Dimensions : 132 x 132 x 52 mm**





Capacité	Bleu	Rouge	Vert	€ HT
81 cryotubes 1,2 et 2 ml	390479	390480	390481	NC -
100 cryotubes 1,2 et 2 ml	390491	390492	390493	NC -

Etagères verticales pour boîtes de congélation ou microplaques

- **Hauteur des étagères ajustable**
- **Tige de sécurité pour maintenir les boîtes en place**
- **Compatibles avec les congélateurs coffre Revco, Panasonic, Heraeus, Forma**



Etagères pour boîtes de congélation

- **Dimensions : 670 x 143,2 x 140,4 mm**
- **Pour 12 boîtes standard 13 x 13 x 5 cm ou 8 boîtes 13 x 13 x 7,5 cm**
- **Livrées avec 11 étagères**

Coloris	Naturel
Référence	055622
€ HT	NC -

Etagères pour microplaques

- **Dimensions : 235 x 95 x 135 mm**
- **Livrées avec 9 étagères**
- **Pour 10 microplaques, 18 microplaques low profile, 6 plaques Deepwell Nunc 1 ml, 5 plaques Deepwell 2 ml**

Coloris	Naturel
Référence	055624
€ HT	NC -

Marqueurs Cryopen



- **Marqueur à pointe fine spécial basse température**
- **Résistant au xylène et à l'alcool**
- **S'efface à l'éthanol**

Référence	Désignation	€ HT
055036	Pochette de 4 cryopen (vert, rouge, bleu, noir)	NC -

Cryomarkers

Pochette de 4 cryomarkers spécialement destinés à l'écriture sur cryotubes, boîtes de congélation et supports pour la cryogénie.

Marqueurs bleu, rouge et noir à pointe extra-fine ; marqueur vert à pointe standard.



Référence	Désignation	€ HT
028123	Pochette de 4 cryomarkers coloris assortis (vert, bleu, rouge, noir)	NC -
028124	Pochette de 4 cryomarkers noirs	NC -