ETAGÈRES DE STOCKAGE POUR CONGÉLATEURS / PORTOIRS POLYSTYRÈNE

Etagères à tiroirs pour boîtes à congélation


049621

- Pour cryoboîtes de dimensions 130 x 130 mm et de différentes hauteurs
- En acier inoxydable
- Largeur : 135 mm

			Etagères profondeur 410 mm			Etagères profondeur 540 mm		
Hauteur boîte (mm)	Nombre étagères	Hauteur tot. (mm)	Réf.	Capacité en boîtes	€ HT	Réf.	Capacité en boîtes	€ HT
29	3	98	**049618**	9 (3 x 3)	NC -	**049625**	12 (3 x 4)	NC -
29	4	130	**049619**	12 (4 x 3)	NC -	**049626**	16 (4 x 4)	NC -
29	5	162	**049620**	15 (5 x 3)	NC -	**049627**	20 (5 x 4)	NC -
29	6	194	**049621**	18 (6 x 3)	NC -	**049628**	24 (6 x 4)	NC -
29	7	226	**049622**	21 (7 x 3)	NC -	**049629**	28 (7 x 4)	NC -
29	8	258	**049623**	24 (8 x 3)	NC -	**049630**	32 (8 x 4)	NC -
29	9	290	**049624**	27 (9 x 3)	NC -	**049631**	36 (9 x 4)	NC -
54	2	117	**049632**	6 (2 x 3)	NC -	**049637**	8 (2 x 4)	NC -
54	3	173	**049633**	9 (3 x 3)	NC -	**049638**	12 (3 x 4)	NC -
54	4	232	**049634**	12 (4 x 3)	NC -	**049639**	16 (4 x 4)	NC -
54	5	288	**049635**	15 (5 x 3)	NC -	**049640**	20 (5 x 4)	NC -
54	6	345	**049636**	18 (6 x 3)	NC -	**049641**	24 (6 x 4)	NC -
78	2	165	**049642**	6 (2 x 3)	NC -	**049645**	8 (2 x 4)	NC -
78	3	247	**049643**	9 (3 x 3)	NC -	**049646**	12 (3 x 4)	NC -
78	4	330	**049644**	12 (4 x 3)	NC -	**049647**	16 (4 x 4)	NC -
98	2	203	**049648**	6 (2 x 3)	NC -	**049650**	8 (2 x 4)	NC -
98	3	305	**049649**	9 (3 x 3)	NC -	**049651**	12 (3 x 4)	NC -
128	2	265	**049652**	6 (2 x 3)	NC -	**049653**	8 (2 x 4)	NC -

Etagères à tiroirs pour microplaques ou deepwell


049657

- En acier inoxydable
- Pour le rangement de microplaques au congélateur
- Largeur x profondeur : 135 x 540 mm


Pour microplaques de hauteur 18 mm					Pour deepwells de hauteur 54 mm				
Nombre étagères	Hauteur tot. (mm)	Réf.	Capacité en microplaques	€ HT	Nombre étagères	Hauteur tot. (mm)	Réf.	Capacité en deepwell	€ HT
4	91	**049654**	24	NC -	2	117	**049637**	12 (2 x 6)	NC -
6	134	**049655**	36	NC -	3	173	**049638**	18 (3 x 6)	NC -
8	180	**049656**	48	NC -	4	232	**049639**	24 (4 x 6)	NC -
10	223	**049657**	60	NC -	5	288	**049640**	20 (5 x 4)	NC -
12	266	**049658**	72	NC -	6	345	**049641**	36 (6 x 6)	NC -
14	312	**049659**	84	NC -	-	-	-	-	-

Etagères à tiroirs en acier inox pour boîtes de lames de microscopie


049664

Référence	Nombre d'étagères	Dimensions l x p x h (mm)	Capacité	€ HT
049660	3	96 x 540 x 106	9 (3 x 3)	NC -
049661	4	96 x 540 x 141	12 (4 x 3)	NC -
049662	5	96 x 540 x 175	15 (5 x 3)	NC -
049663	6	96 x 540 x 210	18 (6 x 3)	NC -
049664	7	96 x 540 x 245	21 (7 x 3)	NC -
049665	8	96 x 540 x 280	24 (8 x 3)	NC -
049666	9	96 x 540 x 315	27 (9 x 3)	NC -

Portoirs en polystyrène expansé



Portoirs pour tube à essai en polystyrène expansé.
Dimensions : 207 x 207 x 56 mm.

Référence	Capacité	Pour tubes ø	€ HT
39290370	100 tubes	12 mm	NC -
39290371	100 tubes	16 mm	NC -

Boîtes portoir en polystyrène expansé



Boîtes économiques pour le rangement de 100 microtubes (1,5 ml ou 2 ml) ou cryotubes 1,2 ml.

- Facilité de rangement ou d'extraction des tubes
- Couvercle emboîtant

Référence	Désignation	L x l x h (mm)	€ HT les 10
037556	Boîte portoir pour 100 microtubes	335 x 95 x 70	NC -