


Portoirs réfrigérés Isofreeze PCR







Rack Isofreeze 24 tubes

- Maintiennent la température stable à + 4 °C des échantilllons thermo-sensibles pendant 4 heures
- Changement de couleur du vert au jaune ou du violet au rose au fur et à mesure qu'il se réchauffe
- Livrés avec couvercle
- Le gel contenu est non toxique et non dangereux

Portoirs PCR


- Dim. (mm) 44 x 99 x 141 avec couvercle / 38 x 99 x 141 sans couvercle
- Version PCR pour plaques 96 ou barettes ou microtubes PCR de 0,2 ml (8 x 12 emplacements)
- Version qPCR pour 64 tubes Corbett Rotor-Gene, ou 16 tubes 0,2 ml et 4 tubes de 0,5 ml

Portoirs pour tubes 0,5, 1,5 ou 2 ml

- Dim. (mm) : 70 x 105 x 146 avec couvercle / 64 x 105 x 146 sans couvercle
- Pour 24 tubes (6 x 4 emplacements)

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
840531	Rack Isofreeze PCR vert à jaune	2	NC -
840532	Rack Isofreeze PCR violet à rose	2	NC -
840896	Rack Isofreeze qPCR bleu clair à blanc	2	NC -
840401	Rack Isofreeze 24 tubes vert à jaune	1	NC -
840400	Rack Isofreeze 24 tubes violet à rose	1	NC -

Portoirs réfrigérés ERGO FREEZE



- Pour 96 tubes PCR seuls ou en barrettes ou une plaques PCR 96 puits
- Après 8 heures de réfrigération à - 20 °C, la couleur des portoirs passe du rose au violet et du jaune au vert ; la température se maintient à + 4 °C durant 2 heures et demi
- A 7 °C les portoirs reprennent leur couleur originale, indiquant clairement que les échantillons ne sont plus réfrigérés
- Format SBS, convient pour l'utilisation en automate

Référence	Coloris non réfrigéré	Coloris réfrigéré	Dimensions L x l x H (mm)	€ HT
044852	Rose	Violet	128 x 85 x 25	NC -
044853	Jaune	Vert	128 x 85 x 25	NC -

Bloc réfrigérant Coolcube pour microplaque et microtubes PCR



- Maintient la température à 0 °C pendant 4 heures
- S'utilise également comme station de préparation de PCR
- En polymère Durastar avec un gel réfrigérant
- Conserve les échantillons sur la paillasse sans dégradation
- Placé simplement dans un réfrigérateur la nuit, il est prêt à fonctionner

Capacité	face 1 : 36 microtubes tubes de 1,5/2 ml face 2 : 12 microtubes 1,5/2 ml + 1 plaque PCR 96 puits ou barrettes de 12 tubes 0,2 ml
Dimensions	14,3 x 14,3 x 6,4 cm
Poids	0,9 kg

Référence	Désignation	€ HT
053455	Bloc réfrigérant Coolcube	NC -

PCR-Cooler Eppendorf



Cryobloc 0 °C pour plaques, barrettes et tubes PCR 0,2 et 0,5 ml.

- Permet la conservation des échantillons à 0 °C pendant plus d'une heure, en toute fiabilité
- Change de coloration lorsque la température est supérieure à + 7 °C
- Index alphanumérique
- Remplace le bain à glace, pour plus d'hygiène, sans risque de contamination

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
033183	PCR-Cooler bleu (bleu foncé à 0 °C, bleu clair à 7 °C)	1	NC -
033184	PCR-Cooler rose (mauve à 0 °C, rose à 7 °C)	1	NC -
033185	PCR-Cooler bleu et rose	2	NC -