CoolSink



CoolSkin XT96U
réf. 830153

CoolSkin XT96F
réf. 830152

- **Plaque thermoconductive pour une répartition uniforme de la température**
- **Compatible avec glace, glace carbonique, azote liquide, bain marie**
- **Utilisable de -196 °C à +100 °C**
- **Les modèles XT96F et XT 96U sont compatible avec les coolBox XT**

Référence	Modèles	Pour	Dim. l x p x h (mm)	€ HT
830152	XT 96F	Plaque 6,12,24,49,96, ou 384 puits fond plat	128 x 85 x 17	**NC -**
830153	XT 96U	Plaque 96 puits fond rond	128 x 85 x 17	**NC -**
830160	LX55	Réservoir à réactif 55 ml	146 x 64 x 35	**NC -**

Plateaux thermiques Thermal Tray



- **Plateaux thermo conducteur pour CoolRack ou CoolSink**
- **S'utilisent avec en milieu liquide (glace pilée, bain marie, azote liquide) et permet une stabilité des échantillons**

Référence	Modèles	Pour	Dim. l x p x h (mm)	€ HT
830027	HP	Bain marie	280 x 140 x 32	**NC -**
830035	LP	Glace pilée	280 x 140 x 51	**NC -**
830059	SLP	Azote liquide	280 x 140 x 86	**NC -**

Container de congélation Mr Frosty



Le petit container de congélation de vos cellules qui les refroidit en douceur !

- **Congèle les cellules à la vitesse idéale de - 1 °C par minute et leur assure une cryoconservation correcte et une bonne viabilité lors de la décongélation**
- **Container en polycarbonate, bouchon en HDPE bleu**
- **Support de tubes en polyéthylène haute densité blanc**
- **Insert interne en mousse**
- **A utiliser avec de l'alcool isopropylique**

Pour tubes	1 / 1,2 / 2 ml	3,6 / 4 ml	4,5 / 5 ml
Diamètre couvercle (mm)	120	120	120
Diamètre x h (mm)	117 x 86	117 x 151	117 x 151
Capacité tubes	18	12	12
Vol. alcool isopropylique	250 ml	500 ml	500 ml
Référence	**028550**	**030006**	**030007**
€ HT	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Container de congélation Cryo Cooler



- **Boîte de congélation progressive pour 18 cryotubes 1 ou 2 ml**
- **A remplir avec de l'alcool isopropylique**
- **Assure une congélation progressive de 1 °C par minute**
- **ø x h : 117 x 86 mm**
- **Couvercle vissant**

Référence	Désignation	€ HT
913081	Container de congélation Cryo Cooler	**NC -**