Ice Pan



- En polystyrène expansé triple densité : hyper-isolants, gardent la glace 30 % plus longtemps qu'un bac classique
- Empilables, légers
- Résistent au mélange glace-éthanol, glace carbonique et azote liquide


Modèle	Ice Pan 1 litre	Ice Pan 4 litres	Ice Pan 9 litres
Bleu	053463	053466	053469
Vert	053464	053467	053470
€ HT	NC -	NC -	NC -

Boîte Igloo



- En polystyrène expansé, légère et économique
- Pour la conservation ou le transport d'échantillons réfrigérés
- S'utilise avec les racks Igloo

Réf.	Désignation	Dimensions (mm)	Capacité (l)	€ HT
041051	Igloo Ice bucket standard	200 x 200 x 190	3,5	NC -





Racks Igloo pour boîtes Igloo

- Racks en acrylate
- L x l x p : 160 x 80 x 40 mm

Référence	Désignation	€ HT
041028	Rack Igloo 8 tubes 50 ml	NC -
041027	Rack Igloo 15 tubes 15 ml	NC -
041029	Rack Igloo 2 tubes Falcon et 8 microtubes 1,5 ml	NC -
041054	Rack Igloo 16 microtubes 1,5 ml et 16 microtubes 0,5 ml	NC -
041053	Rack Igloo 32 microtubes 2 ml	NC -
041052	Rack Igloo 32 microtubes 1,5 ml	NC -
041055	Rack Igloo 40 microtubes 0,5 ml	NC -

Station de congélation de paillasse



Cryostation

- Polystyrène expansé triple densité
- Congélation rapide des échantillons dans l'azote liquide
- Construction légère, incassable : pas d'ampoule en verre
- Parois épaisses limitant la condensation

Volume maximum (l)	1
Volume utile (ml)	750
Diamètre d'ouverture (mm)	89
Epaisseur des parois (mm)	51
Evaporation	50 g /30 minutes
Dimensions L x Ø (mm)	280 x 190
Référence	**053575**
€ HT	**NC -**

Cryo-Dipper



- Portoir pour congélation, stockage et retrait des tubes
- Matière : PVC
- Capacité : 36 tubes cryogénie, 0,5 ml et 1,5 - 2 ml
- Lestage amovible
- Dim. L x Ø (mm) : 178 x 80

Réf.	Désignation	€ HT
053576	Cryo-Dipper 36 tubes	NC -

Cryo-Net



- Congélation et retrait d'échantillons en vrac
- Filet en nylon
- Congélation rapide des échantillons, contact direct avec l'azote liquide

Réf.	Désignation	€ HT les 5
053577	Cryo-Net	NC -