Bouteilles en polypropylène, col étroit

Bouteilles en polypropylène, col étroit Wheaton®

- Etanches
- Bague anti-goutte
- Livrées bouchon monté

Volume (ml)	4	8	15	30	60	125	250	500	1000
ø x h (mm)	16 x 38	25 x 43	25 x 56	32 x 69	39 x 84	50 x 101	61 x 129	72 x 171	91 x 210
Bouchon	13-425	20-410	20-410	20-410	20-410	24-410	24-410	28-410	38-430
Unités/sachet	12	12	12	12	12	12	12	12	6
Unités/carton	72	72	72	72	72	72	72	48	24
Référence	**048338**	**048339**	**048340**	**048341**	**048342**	**048343**	**048344**	**048345**	**048346**
€ HT/sachet	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Flacons à col étroit en polypropylène hautement transparent



- Haute transparence
- Autoclavables jusqu'à + 121 °C maximum
- Résistance chimique et qualité thermique excellentes
- Bilan CO_2 réduit, recyclage simple
- Enlever le bouchon avant l'autoclavage
- Livrés sans bouchon (à commander séparément)

Réf.	Vol. (ml)	Section corps (mm)	Ø col interne (mm)	Ø filetage ext. (mm)	Hauteur sans bouchon (mm)	€ HT
063408	250	60 x 60	18,6	32	136	**NC -**
063409	500	75 x 75	28,6	45	169	**NC -**
063410	1000	94 x 94	28,6	45	204	**NC -**

Bouchons–A joint PTFE, avec bague d'inviolabilité.

Référence	Col (mm)	Coloris	Matériau	€ HT
063405	32	Blanc	Polypropylène	**NC -**
063406B	45	Noir	HDPE	**NC -**

Jarres de Mason en polypropylène Nalgene™



- Robustes, étanches, autoclavables (placer le bouchon sur le tube sans le visser)
- Col de 70 mm qui accepte des bouchons vissants à filetage Mason spécifique
- Utilisables avec un mixeur de type Osterizer et d'autres mélangeurs adaptés au filetage de la jarre de Mason
- Pratiques pour le transfert de fluide lorsque utilisés avec un bouchon à transfert de fluide référence 029861

Référence	Volume (ml)	Unités/ carton	€ HT/ carton
029857	500	6	**NC -**
029858	1000	6	**NC -**
029859	2000	4	**NC -**
029860	3000	1	**NC -**

Bouchon de transfert de liquides

Référence	Désignation	€ HT
029861	Bouchon de transfert de liquides en PP ø 70 mm	**NC -**

Bouteilles carrées col étroit Nalgene™



- Bouteille carré et bouchon en polypropylène
- Etanche
- Autoclavable

Capacité (ml)	30	60	125	250	500	1000	2000
h x côté (mm)	63 x 38	83 x 41	110 x 54	116 x 61	146 x 74	181 x 95	271 x 116
Taille bouchon (mm)	20	24	38–430	38–430	38–430	38–430	53B
Référence	**028701**	**028702**	**028703**	**028704**	**028705**	**028706**	-
Unités/sachet	12	12	12	12	12	6	-
€ HT/sachet	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-