Bouteilles en polyéthylène haute densité, col large

Pots à col large HDPE

- Etanches, pour le stockage et l'expédition
- A compléter par un bouchon à vis noir avec joint mousse (à commander séparément)



Réf.	Volume (ml)	Ø corps (mm)	Ø col interne (mm)	Filetage	Hauteur (mm)	€ HT
063278	100	48	31	40	77	NC -
063213	250	65	41	50	98	NC -
063214	500	80	53	65	122	NC -
063215	750	94	53	65	130	NC -
063216	1000	100	67	80	153	NC -
063217	1500	114	67	80	173	NC -
063262	2000	126	67	80	192	NC -

Bouchons

Référence	Pour pots de volume (ml)	Filetage	€ HT
063257	100	40	NC -
063258	250	50	NC -
063259	500/750	65	NC -
063260	1000/1500/2000	80	NC -

Jarres cylindriques avec couvercle

- En polyéthylène haute densité
- Livrées avec bouchon et sous-bouchon
- Pour poudres et échantillons solides



Référence	Volume (ml)	ø x h (mm)	Diamètre col (mm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
391318	70	50 x 60	36	100	NC -
391319	120	56 x 71	36	100	NC -
391320	250	69 x 94	50	50	NC -
391321	500	86 x 107	70	50	NC -
391322	1000	111 x 128	85	20	NC -
391324	1500	111 x 182	87	10	NC -
391323	2000	111 x 235	87	10	NC -

Flacons cylindriques à col large en polyéthylène avec bouchon rouge Corning® Gosselin™

CORNING



			Col large simple fermeture				Col large double fermeture			
			Non stérile		Stérile		Non stérile		Stérile	
Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unités/ carton	Réf.	€ HT/ carton	Réf.	€ HT/ carton	Réf.	€ HT/ carton	Réf.	€ HT/ carton
50	39 x 70	600	-	-	-	-	030412	NC -	030371	NC -
100	52 x 80	335	030408	NC -	030372	NC -	030413	NC -	030382	NC -
150	52 x 108	250	-	-	030373	NC -	-	-	030383	NC -
250	61 x 125	145	030321	NC -	030374	NC -	030415	NC -	030384	NC -
500	81 x 136	140	030409	NC -	030323	NC -	030416	NC -	030324	NC -
1000	100 x 174	68	030410	NC -	030331	NC -	030417	NC -	030332	NC -
2000	122 x 220	25	030411	NC -	-	-	030418	NC -	030340	NC -

Bouteilles haute résistance Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Parois épaisses, fermeture renforcée (étanchéité garantie)
- Pour le stockage en toute sécurité de milieux, liquides biologiques ou chimiques, produits chimiques secs
- Excellente résistance chimique



Volume (ml)	1000	2000	4000
ø x h (mm)	93 x 226	119 x 260	155 x 338
Capuchon type	53B	53B	83B
Référence	**029303**	**028119**	**029304**
Unités/sachet	6	2	1
€ HT/sachet	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be